

H-ツイストドリル キット

2mmL~14mmL
のストッパーで
正確な深度のドリリ
ングが行えます。



H-ツイストドリル キット

製品番号

J00041

キット内容：

- ・ドリル4本
2.0mmD/2.5mmD/3.0mmD/3.3mmD
- ・ストッパー13個
2mmL/3mmL/4mmL/5mmL/6mmL/
7mmL/8mmL/9mmL/10mmL/11mmL/
12mmL/13mmL/14mmL
- ・ケース

※セット販売のみでドリル/ストッパーの単品販売はしていません。

ストッパー装着



●製造販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社 販売名：H-ツイストドリルキット 認証番号：301AGBZX00082000



ZIMMER BIOMET
ジンマー・バイオメット・デンタル

[本社]〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23 ●製造販売業許可番号 13B1X00079
[麹町オフィス]〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2020 Zimmer Biomet Dental G.K. All right reserved. ZBD0025 2020/04