

2019年10月16日

お客様各位

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
大阪府豊中市寺内 2-4-1
緑地駅ビル 4 階

3i ラボアナログ 仕様変更のご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で取り扱いをしております下記の技工用ラボアナログにつきまして、形状等の仕様変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。尚、この変更によるカタログ番号、価格の変更はございません。

また、アナログ模型の製作手順につきましても、従来通りにご使用いただけます。

エクスターナル 5.0mm、6.0mm 用 (ILAW5, ILAW6)は 10 月 17 日より、その他サイズは 10 月 23 日の出荷分より、新型のラボアナログを出荷いたします。

敬白


記

【サーテン インターナル コネクション】



シーティング サーフェイス	カタログ番号
3.4 MM(D)	IMMILA
4.1 MM(D)	IILA20
5.0 MM(D)	IILAW5
6.0 MM(D)	IILAW6

【エクスターナル コネクション】



シーティング サーフェイス	カタログ番号
3.4 MM(D)	MMILA
4.1 MM (D)	ILA20
5.0 MM(D)	ILAW5
6.0 MM(D)	ILAW6

医療機器届出番号: 27B1X00048110001

変更点

- ・ 弊社純正製品を示す Z ロゴマークの刻印
- ・ サイズを示すカラーコードがプラットフォームのみへ変更 (サーテン インターナル)
- ・ 模型埋入部の外形を変更 (エクスターナル)

以上

本件に関するご質問、お問合せ先:

弊社担当営業社員 またはカスタマーサービス (0120-318-418)

2019_10