

テーパード ヒーリング アバットメント

—Spline® インプラント用テンポラリーアバットメント—



深めにフィクスチャーを埋入した際、プロビジョナルレストレーションの支台として、従来品よりも全長の長いタイプへのご要望にお応えいたしました。

Spline®機構が付与されたエンゲージングタイプと、連結冠やブリッジの際に使用可能なノンエンゲージングタイプの2種類から選択が可能となりました。

◆ 3.25mmD


ナロー スタンダード

◆ 3.75mmD & 4.0mmD

ナロー スタンダード


◆ 5.0mmD

ナロー スタンダード



※ プロビジョナルレストレーションを製作する場合に使用します。
※ 当製品は暫間修復物に使用し、最終修復物としては使用出来ません。

スタンダード		製品番号
カラーコード/フレア	カフ	
● 3.25mmD/4.5mmD	0.5mm	PR0063
● 3.25mmD/4.5mmD ノンエンゲージング	New 0.5mm	PR0067
● 3.75mm & 4.0mmD/4.5mmD	0.5mm	PR0064
● 3.75mm & 4.0mmD/4.5mmD ノンエンゲージング	New 0.5mm	PR0069
● 5.0mmD/6.5mmD	1.0mm	PR0065
● 5.0mmD/6.5mmD ノンエンゲージング	New 1.0mm	PR0071



専用リテーニングスクリュー
1本付属



3.25mmD
4.5mmDフレア
0.5mmカフ




3.75mm & 4.0mmD
4.5mmDフレア
0.5mmカフ



5.0mmD
6.5mmDフレア
1.0mmカフ

ナロー		製品番号
カラーコード/フレア	カフ	
● 3.25mmD/3.75mmD	0.5mm	PR0060
● 3.25mmD/3.75mmD ノンエンゲージング	New 0.5mm	PR0066
● 3.75mm & 4.0mmD(フレアなし)	なし	PR0061
● 3.75mm & 4.0mmD(フレアなし) ノンエンゲージング	New なし	PR0068
● 5.0mmD(フレアなし)	なし	PR0062
● 5.0mmD(フレアなし) ノンエンゲージング	New なし	PR0070



専用リテーニングスクリュー
1本付属



3.25mmD
3.75mmDフレア
0.5mmカフ



3.75mm & 4.0mmD
フレアなし
カフなし



5.0mmD
フレアなし
カフなし