

GemLock[®] ドライバー

ジェムロック



GemLockドライバーの特長

しっかりとした フィット感

GemLockドライバーはタッチレスのデリバリーツールで、インプラントやスクリユーを確実に把持します。

プラットフォーム位置の 容易な視認

TSX[®]、Tapered Screw-Vent[®] インプラントの埋入用ドライバーにHexポジションと埋入深度が確認できるインディケーターが追加されました。インプラント埋入時のプラットフォーム位置を容易に確認できます。

GemLockシステム搭載

3i インプラントの補綴用ドライバーにGemLock機能が追加され、容易にスクリユーのピックアップ、デリバリーができます。


耐久性

耐久性の高い人工ルビーを使用する事で、複数回の使用後でも把持力を維持します。

GemLockドライバー ラインナップ

TSX® / Tapered Screw-Vent® / Tapered SwissPlus®

新発売 インプラント埋入用ドライバー



製品名	製品番号
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 21mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	GHX2.5D
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 30mm(L) ラッチロックタイプ(注1)	GHX2.5DL
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 17mm(L) ラチェットレンチ用	GHX2.5
GemLock Hexドライバー目盛付 2.5mm(D) × 28mm(L) ラチェットレンチ用	GHX2.5L

注1：ラッチロックタイプのドライバーを使用する際には、80Ncm以上のトルクをかけないようにしてください。
[GHX2.5D、GHX2.5DL および TSX/TSV/TSPサージカルキット内のRHD2.5、HX3.0D]

注2：Tapered Screw-Vent 6.0mmDインプラントおよびTapered SwissPlus スタンダードインプラント
(4.8mmDプラットフォーム) には使用できません。


補綴用ドライバー



製品名	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 mm(D) × 22 mm (L)	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25 mm (D) × 30 mm (L)	HXLGR1.25


3i インプラント

インプラント埋入用ドライバー



製品名	製品番号
インターナルコネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバーチップ - ショート	IIPDTUS
インターナルコネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバーチップ - ロング	IIPDTUL

新発売 補綴用ドライバー



製品名	製品番号
GemLock ラージヘクスドライバーチップ 1.2mm(D) × 24mm(L)	IHX1.2D
GemLock ラージヘクスドライバーチップ 1.2 mm (D) × 30 mm (L)	IXL1.2D

従来のラージヘクスドライバーチップ24mm(L)：RASH3N、ラージヘクスドライバーチップ30mm(L)：RASH8Nと同じ用途、締結トルクでご使用いただけます。

販売名：Driva サージカルツール 届出番号：13B1X00079000148
販売名：GemLock ドライバー サーテン/エクスターナル 届出番号：13B1X00079000149
販売名：TSV サージカルツール 届出番号：13B1X00079000055
販売名：サーテンインプラントプレースメントドライバーツール 届出番号：13B1X00079000120

●製造販売元

ZimVie

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2024 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0164 2024/05

ZimVie DENTAL SOLUTIONS