


暫間補綴用インプラント HMインプラント




「HM インプラント」は、チタン合金 (Ti- 6Al- 4V) 製の暫間補綴用インプラントです。フィクスチャーの治癒期間中に、プロビジョナル・レストレーションの装着を必要とする症例において使用します。「HM インプラント」を用いることで、治癒を促進し審美性に優れた機能的な暫間補綴を患者さまに提供することが可能となります。

HMインプラント サージカル キット 製品番号:HA0051

キット内容:

- 1.3mmDドリル ショートタイプ (NS0002)
- 1.3mmDドリル ロングタイプ (NS0003)
- HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ (PR0041)
- HMインプラントドライバー ラチェットタイプ (PR0042)
- O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用 5個 (SU1014)
- HMインプラント サージカルケース (IPPI01)

埋入位置および寸法図



※「HMインプラントS」と「HMインプラントL」は、歯肉の厚みやクリアランスにより使い分けます。

NS0002
1.3mmDドリル ショートタイプ

NS0003
1.3mmDドリル ロングタイプ

PR0041
HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ

PR0042
HMインプラントドライバー ラチェットタイプ
※ヘルムート トルクラチェット (Z00007) に装着し、使用します。

SU1014
O-リング ユニバーサルドライバー4mmスクエア用(5個入)
※HMインプラントドライバー ハンドピースタイプ (PR0041) と、
HMインプラントドライバー ラチェットタイプ (PR0042) の
交換用O-リングです。

IPPI01
HMインプラント サージカルケース

●製造販売元

ZimVie

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084
© 2023 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0078 Rev. 2023/04