

Stability and confidence  
in your digital workflow



## 3Dプリンター 模型用 デジタル ラボアナログ

3Dプリンター模型に使用できるデジタルラボアナログ（チタン合金製）は、回転防止機能を備えた付属のスクリューにより、模型内にアナログを正確な位置で確実に固定※することができます。

※デジタルラボアナログを固定する際は、Hexドライバー1.25mmDをご使用ください。

### TSX / Tapered Screw-Vent インプラント用



プラットフォーム	製品番号
● 3.5 mmD	ARZTSV-DA35
● 4.5 mmD	ARZTSV-DA45
● 5.7 mmD	ARZTSV-DA57

※プラットフォームごとにカラーコードされています。

### T3PRO / T3 / Osseotite インプラント サーテン・インターナル用



プラットフォーム	製品番号
● 3.4 mmD	ARZC-DA34
● 4.1 mmD	ARZC-DA41
● 5.0 mmD	ARZC-DA5

※プラットフォームごとにカラーコードされています。


### T3 / Osseotite インプラント エクスターナル・ヘクス用

2025年3月より販売開始



プラットフォーム	製品番号
3.4 mmD	ARZEX-DA34
4.1 mmD	ARZEX-DA41
5.0 mmD	ARZEX-DA5

### Hexドライバー 1.25 mm



製品名	製品番号
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ショート	HXGR1.25
Gem-Lock Hexドライバー 1.25ロング	HXLGR1.25
ハンドピース用 Hexドライバー 1.25 ショート	HX1.25D
ハンドピース用 Hexドライバー 1.25 ロング	HXL1.25D

デジタルラボアナログを使用した模型を設計する際は、専用ライブラリが必要です。各ライブラリは、ZimVieウェブサイトからダウンロードが可能です。



<https://zimvie.co.jp/dental/products/digital/digitallabanalog.html>

# FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル 0120-118-084【旧白鵬】

※太枠内をご記入ください

No. \_\_\_\_\_

ご注文日	月 日	希望納期	月 日 午前 ・ 午後 まで
タイム便	<input type="checkbox"/> 使用する	・タイム便は、AM10:00のお届けとなります(地域によってご利用になれない場合がございます)。 ・タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります(300円 税別)。	

ご請求先			ご担当者名	様
ご住所	〒			
TEL	— —	FAX	— —	

ご納品先(上記ご住所以外に納品ご希望時)	
ご住所	〒 TEL. — —

- ※ 当日発送受付時間:月～金曜日9:00～15:30(定休日:土曜・日曜・祝日)
- ※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- ※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- ※ 1回のご注文が5,000円以下(税別)の場合、送料として500円ご請求させていただきます。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ZVJD0002 2022/09

ジンヴィ・ジャパン合同会社  
〒162-0845  
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F  
TEL.0120-418-890  
FAX.0120-118-084

