

初期固定にはKTCツールで適正なトルクを!

# トルクラチェット レンチプラス

オートクレーブ  
135°C 対応

インプラント  
手術器具  
20~100  
N・cm

適用

ハンドピース用  
ドライバー  
ラッチロック  
タイプ

適用

4.0mm  
スクエア  
ドライバー

- コンパクトヘッド&ロング仕様に改良  
(KTCトルクラチェットレンチ比)
- ピーク値の置き針採用
- 読取りミスを低減
- アバットメントスクリュー  
ドライバーセットと接続可能

※詳細は裏面をご覧ください

外科・補綴用途(メンテナンス)

ギア歯数  
**48枚**




最大  
**100**  
N・cm<sup>※1</sup>



## レンチアダプタ装着イメージ

貫通レンチアダプタ

極短レンチアダプタ



装着時  
全長約  
**3.5mm**  
短縮

ラッチロック  
タイプドライバー  
(イメージ)

※ドライバーは付属しません

※1 トルクラチェットレンチプラスにレンチアダプタとラッチロックタイプのドライバーを取り付けた際は、過大なトルクをかけないように十分に注意して使用してください。

製品番号	製品名
KTC0012	トルクラチェットレンチプラス
KTC0013	極短レンチアダプタ <small>オプション</small>
KTC0014	貫通レンチアダプタ <small>オプション</small>

● 製造販売元

**KTC 京都機械工具株式会社**  
<http://medical.ktc.jp/> 東証スタンダード市場上場

歯科用インプラント手術器具  
一般医療機器 販売名: トルクラチェットレンチプラス  
医療機器届出番号: 26B3X1009230001

歯科用インプラント手術器具  
一般医療機器 販売名: レンチアダプタ  
医療機器届出番号: 26B3X1009130011

© 2024 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0169 2024/05

● 販売元

**ZimVie**

ジンヴィ・ジャパン合同会社  
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F  
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084