





ジラマントダイヤモンドバー

ジルコニアやプレスセラミックの除去、穿孔に適したダイヤモンドバーが開発されました。

ダイヤモンドの 剥離を減少

特殊なボンディング層で ダイヤモンド粒子をしっかり固定。

大きさの違うダイヤモンド粒子を高密度に蒸着。 ジルコニアやプレスセラミックスのような 硬い補綴物もスムーズに切削。

スムーズな 切れ味が持続



ジルコニアクラウンの除去



表面 拡大写真

ジラマントダイヤモンドバー 6880Z 【2本入】

製品番号

N00008



ISO	014
ダイヤモンド粒子	コース+レギュラー (91~151μm)
作業長	6mm
最大径	1.4mm
全長	19mm
使用上の注意	発熱を抑えるために断続的に切削してください
シャンク	FG
カラーコード	ブルー+グリーン
軸色	シルバー
推奨回転速度	140,000~160,000 rpm
入数	2本入
分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B1X00004000211
一般的名称	歯科用ダイヤモンドバー

●製造販売元

東京歯科産業株式会社

●販売元



[本 社] 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23 ●製造販売業許可番号 13B1X00079 [支 社] 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-3-3 FDC麹町ビル2F

TEL. 0120-418-890 FAX. 0120-118-084 V

www.hakuho-d.com

