

2018年11月9日

お客様各位

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
大阪府豊中市寺内 2-4-1
緑地駅ビル 4階

スマートペグ取り扱い開始のご案内

謹啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社取り扱いのインプラントモーター用 W&H オステル ISQ(共振周波数解析装置)使用の際に必要な「スマートペグ」の取扱いを開始いたしましたので、ご案内申し上げます。

オステル ISQ はインプラントの骨内安定性を非接触で、且つ、より正確に測定できるものとなっており、弊社では W&H 社製インプラントモーター SI-1010 のオプション品として販売しております。

オステル ISQ で ISQ(Implant Stability Quotient = インプラント安定指数)値を測定する際には、スマートペグをインプラント体に装着して計測します。

弊社で販売するスマートペグは 3i インプラントに対応する下記の 3 種類となります。既にオステル ISQ およびオステル IDX 本体をお持ちの先生方におかれましても、弊社よりスマートペグをご購入いただけます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

品番	製品名
00413700-ZB	スマートペグ TYPE1 #100353 (5 入) エクスターナルヘクス用
00413711-ZB	スマートペグ TYPE15 #100386 (5 入) サーテン用 ※3.25mm を除く
00413727-ZB	スマートペグ TYPE45 #100472 (5 入) サーテン 3.25mm 用

医療機器届出番号:27B1X00109000319

以上

本件に関するご質問、お問合せ先:
弊社担当営業社員 またはカスタマーサービス (0120-318-418)