


製品カタログ

エクスターナル・ヘクス・インプラント・システム



2026年7月改訂

 **ZimVie**



インプラント

テーパード・エクスターナル・ヘクス・コネクション・インプラント

T3® DCD® テーパード・インプラント	4
T3® テーパード・インプラント	4
フルオッセオタイト・テーパード・インプラント	4
オッセオタイト・テーパード・インプラント	4

パラレルワールド・エクスターナル・ヘクス・コネクション・インプラント

T3® DCD® パラレルワールド・インプラント	5
T3® パラレルワールド・インプラント	5
T3® DCD® ショート・インプラント	5
T3® ショート・インプラント	5
オッセオタイト2 パラレルワールド・インプラント	6
フルオッセオタイト パラレルワールド・インプラント	7
オッセオタイト パラレルワールド・インプラント	7

サイト・プレパレーション・テクノロジー

サージカル・キット

テーパード・インプラント用 サージカル・キット	8
パラレルワールド用 サージカル・キット	11
T3 ショート・インプラント用 サージカル・キット	13

サージカル・ドリル

SurgicPro2/Osseo100+/iSD900/サニスリーブ コードカバー	15
ACT® ツイスト・ドリル	16
クワッド・シェーピング・ドリル	16
その他 ドリル (マルチユース)	16

サージカル・コンポーネント

パラレルワールド・インプラント用 デンスボーン・タップ	17
テーパード・インプラント用 デンスボーン・タップ	17
テーパード・インプラント用 デプス・インディケーター	18
ディレクション・インディケーター	18
インプラント・マウント	18
ボーン・プロファイラー	19
オステオトーム・テーパード	20
サマーズ・オステオトーム	20
インプラント・リムーバル・キット	21
トレフィン・パー	22
その他 インストルメント	23

補綴

ヒーリング・アバットメント

BellaTek® エンコード・ヒーリング・アバットメント	25
EP® ヒーリング・アバットメント	25

プロビジョナル・レストレーション

テンポラリー・シリンドー	26
--------------------	----

ファイナル・アバットメント

ジンジヒュー・ポスト	27
アバットメント・スクリュー（ジンジヒュー・ポスト / UCLA アバットメント用）	27
UCLA アバットメント	28
ジンジヒュー・ポスト / UCLA アバットメント・コンポーネント	29
インプラント・ラボ・アナログ	30
デジタル・ラボ・アナログ	30
その他コンポーネント	30
ロー・プロファイル・アバットメント	31
ロー・プロファイル・アバットメント・コンポーネント	32

スクリュー

アバットメント・スクリュー	33
ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー	33
ワクシング・スクリュー / トライイン・スクリュー	33

補綴関連製品

ドライバー／ドライバー チップ	34
その他製品	36

バイオマテリアル

セラソルプ® M	37
オズボーン®	37

製品に関する重要な情報

ZimVie デンタルインプラント

ZimVieデンタルインプラントに関する詳細な情報は、ZimVieデンタルインプラントの添付文書または、labeling.zimvie.com よりIFU:P-IIS086GIをご参照ください。

ZimVie 補綴製品


ZimVie補綴製品に関する詳細な情報は、ZimVie補綴製品の添付文書またはlabeling.zimvie.com よりIFU:P-IIS086GRをご参照ください。

テーパード・エクスターナル・ヘクス・コネクション

インプラント

T3 テーパード・インプラント


・純チタン



長さ	3.25 mmD × 3.4 mmP		4.0 mmD × 4.1 mmP		5.0 mmD × 5.0 mmP		6.0 mmD × 6.0 mmP	
	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD
8.5 mm	BOET3285	BNET3285	BOET485	BNET485	BOET585	BNET585	BOET685	BNET685
10 mm	BOET3210	BNET3210	BOET410	BNET410	BOET510	BNET510	BOET610	BNET610
11.5 mm	BOET3211	BNET3211	BOET411	BNET411	BOET511	BNET511	BOET611	BNET611
13 mm	BOET3213	BNET3213	BOET413	BNET413	BOET513	BNET513	BOET613	BNET613
15 mm	BOET3215	BNET3215	BOET415	BNET415	BOET515	BNET515	BOET615	BNET615

オッセオタイト・テーパード・インプラント

・純チタン



長さ	3.25 mmD × 3.4 mmP		4.0 mmD × 4.1 mmP		5.0 mmD × 5.0 mmP		6.0 mmD × 6.0 mmP	
	ハイブリッド	フルオッセオタイト	ハイブリッド	フルオッセオタイト	ハイブリッド	フルオッセオタイト	ハイブリッド	フルオッセオタイト
8.5 mm	NT3285	FNT3285	NT485	FNT485	NT585	FNT585	NT685	FNT685
10 mm	NT3210	FNT3210	NT410	FNT410	NT510	FNT510	NT610	FNT610
11.5 mm	NT3211	FNT3211	NT411	FNT411	NT511	FNT511	NT611	FNT611
13 mm	NT3213	FNT3213	NT413	FNT413	NT513	FNT513	NT613	FNT613
15 mm	NT3215	FNT3215	NT415	FNT415	NT515	FNT515	NT615	FNT615

カバースクリュー
1 mm(H)
(付属)



MMCS1



CS375



CS500



CS600

ヘッドレス
カバースクリュー




CS275

※ 3.4mmP(紫色プラットフォーム)エクスターナル・ヘクス・インプラントのパッケージ内にはインプラントマウントが含まれておりません。サージカルキット内のMMC15: インプラントマウントをご使用いただくか、別途お買い求めください。(MMC03またはMMC15) その他サイズのエクスターナルインプラントには、あらかじめインプラントマウントが接続されています。

パラレルワールド・エクスターナル・ヘクス・コネクション インプラント

T3 パラレルワールド・インプラント

・純チタン



長さ	3.25mmD × 3.4mmP		3.75mmD × 4.1mmP		4.0mmD × 4.1mmP		5.0mmD × 5.0mmP		6.0mmD × 6.0mmP	
	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD	T3	T3DCD	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD
6.5 mm	BOES365	BNES365	BOES3765	-	BOES465	BNES465	BOES565	BNES565	BOES665	BNES665
8.5 mm	BOES385	BNES385	BOES3785	-	BOES485	BNES485	BOES585	BNES585	BOES685	BNES685
10 mm	BOES310	BNES310	BOES3710	BNES3710	BOES410	BNES410	BOES510	BNES510	BOES610	BNES610
11.5 mm	BOES311	BNES311	BOES3711	BNES3711	BOES411	BNES411	BOES511	BNES511	BOES611	BNES611
13 mm	BOES313	BNES313	BOES3713	BNES3713	BOES413	BNES413	BOES513	BNES513	-	BNES613
15 mm	BOES315	BNES315	BOES3715	-	BOES415	BNES415	BOES515	BNES515	-	BNES615

カバースクリュー 1 mm(H) (付属)	MMCS1	CS375	CS375	CS500	CS600
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

T3 ショート・インプラント

・純チタン



長さ	5.0 mmD × 5.0 mmP		6.0 mmD × 6.0 mmP	
	T3	T3 DCD	T3	T3 DCD
5 mm	BOES505	BNES505	BOES605	BNES605
6 mm	BOES506	BNES506	BOES606	BNES606


カバースクリュー 1 mm(H) (付属)	CS500	CS600
-----------------------------	-------	-------

= 受注発注品
 D = 直径 / P = プラットフォーム径 / H = 高さ

パラレルワールド・エクスターナル・ヘクス・コネクション インプラント

オッセオタイト2・パラレルワールド・インプラント

・純チタン



長さ	3.25mmD × 3.4mmP	3.75mmD × 4.1mmP	4.0mmD × 4.1mmP	5.0mmD × 5.0mmP	6.0mmD × 6.0mmP
6.5 mm	XFOSM365	XFOS365	XFOS465	XFOS565	XFOS665
8.5 mm	XFOSM385	XFOS385	XFOS485	XFOS585	XFOS685
10 mm	XFOSM310	XFOS310	XFOS410	XFOS510	XFOS610
11.5 mm	XFOSM311	XFOS311	XFOS411	XFOS511	XFOS611
13 mm	XFOSM313	XFOS313	XFOS413	XFOS513	XFOS613
15 mm	XFOSM315	XFOS315	XFOS415	XFOS515	XFOS615

カバースクリュー 1 mm(H) (付属)					
	MMCS1	CS375	CS375	CS500	CS600


ヘッドレス カバースクリュー	
	CS275

= 受注発注品

D = 直径 / P = プラットフォーム径 / H = 高さ

フルオッセオタイト・パラレルワールド・インプラント


・純チタン



長さ	3.25mmD × 3.4mmP	3.75mmD × 4.1mmP	4.0mmD × 4.1mmP	5.0mmD × 5.0mmP	6.0mmD × 6.0mmP
7 mm	FOSM307	FOS307	FOS407	FOS507	FOS607
8.5 mm	FOSM385	FOS385	FOS485	FOS585	FOS685
10 mm	FOSM310	FOS310	FOS410	FOS510	FOS610
11.5 mm	FOSM311	FOS311	FOS411	FOS511	FOS611
13 mm	FOSM313	FOS313	FOS413	FOS513	FOS613
15 mm	FOSM315	FOS315	FOS415	FOS515	FOS615

オッセオタイト・パラレルワールド・インプラント

・純チタン



長さ	3.25mmD × 3.4mmP	3.75mmD × 4.1mmP	4.0mmD × 4.1mmP	5.0mmD × 5.0mmP	6.0mmD × 6.0mmP
7 mm	-	-	-	OSS507	OSS607
8.5 mm	OSM385	OSS385	OSS485	OSS585	OSS685
10 mm	OSM310	OSS310	OSS410	OSS510	OSS610
11.5 mm	OSM311	OSS311	OSS411	OSS511	OSS611
13 mm	OSM313	OSS313	OSS413	OSS513	OSS613
15 mm	OSM315	OSS315	OSS415	OSS515	OSS615
18 mm	OSM318	OSS318	OSS418	OSS518	OSS618
20 mm	-	OSS320	OSS420	-	-

カバースクリュー 1 mm(H) (付属)					
	MMCS1	CS375	CS375	CS500	CS600

ヘッドレス カバースクリュー	CS275
-------------------	-------



サージカル・キット

サイト・プレパレーション・テクノロジー

テーパード・インプラント用サージカル・キット



QNTSK40 プレミアム・キット

QNTSK20 ベーシック・キット

製品名	QNTSK40	QNTSK20	SLIMKTE	製品番号
クワッド・シェーピング・ドリル 3.25 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		●	QSD3285
クワッド・シェーピング・ドリル 3.25 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	QSD3210
クワッド・シェーピング・ドリル 3.25 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	QSD3211
クワッド・シェーピング・ドリル 3.25 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	QSD3213
クワッド・シェーピング・ドリル 3.25 mm(D) × 15 mm(L)	●			QSD3215
クワッド・シェーピング・ドリル 4 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		●	QSD485
クワッド・シェーピング・ドリル 4 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	QSD410
クワッド・シェーピング・ドリル 4 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	QSD411
クワッド・シェーピング・ドリル 4 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	QSD413
クワッド・シェーピング・ドリル 4 mm(D) × 15 mm(L)	●			QSD415
クワッド・シェーピング・ドリル 5 mm(D) × 8.5 mm(L)	●			QSD585
クワッド・シェーピング・ドリル 5 mm(D) × 10 mm(L)	●	●		QSD510
クワッド・シェーピング・ドリル 5 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●		QSD511
クワッド・シェーピング・ドリル 5 mm(D) × 13 mm(L)	●	●		QSD513
クワッド・シェーピング・ドリル 5 mm(D) × 15 mm(L)	●			QSD515
クワッド・シェーピング・ドリル 6 mm(D) × 8.5 mm(L)	●			QSD685
クワッド・シェーピング・ドリル 6 mm(D) × 10 mm(L)	●			QSD610
クワッド・シェーピング・ドリル 6 mm(D) × 11.5 mm(L)	●			QSD611
クワッド・シェーピング・ドリル 6 mm(D) × 13 mm(L)	●			QSD613
クワッド・シェーピング・ドリル 6 mm(D) × 15 mm(L)	●			QSD615
テーパード・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		●	NTAP3285
テーパード・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	NTAP3210
テーパード・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	NTAP3211
テーパード・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	NTAP3213
テーパード・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTAP3215
テーパード・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		●	NTAP485
テーパード・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	NTAP410
テーパード・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	NTAP411
テーパード・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	NTAP413
テーパード・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTAP415

テーパード・インプラント用サージカル・キット



SLIMKTE スリム・キット – サーテン & エクスターナル・ヘクス

製品名	QNTSK40	QNTSK20	SLIMKTE	製品番号
テーパード・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 8.5 mm(L)	●			NTAP585
テーパード・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 10 mm(L)	●	●		NTAP510
テーパード・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●		NTAP511
テーパード・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 13 mm(L)	●	●		NTAP513
テーパード・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTAP515
テーパード・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 8.5 mm(L)	●			NTAP685
テーパード・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 10 mm(L)	●			NTAP610
テーパード・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 11.5 mm(L)	●			NTAP611
テーパード・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 13 mm(L)	●			NTAP613
テーパード・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTAP615
テーパード・デンスボーン・タップ・キット・トレー	●	●		NTAPKT
テーパード・デプス・インディケーター 3.25 mm(D) × 8.5 mm(L) 3本入	●		●	NTDI3285*
テーパード・デプス・インディケーター 3.25 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	NTDI3210
テーパード・デプス・インディケーター 3.25 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	NTDI3211
テーパード・デプス・インディケーター 3.25 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	NTDI3213
テーパード・デプス・インディケーター 3.25 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTDI3215
テーパード・デプス・インディケーター 4 mm(D) × 8.5 mm(L)3本入	●		●	NTDI485*
テーパード・デプス・インディケーター 4 mm(D) × 10 mm(L)	●	●	●	NTDI410
テーパード・デプス・インディケーター 4 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●	●	NTDI411
テーパード・デプス・インディケーター 4 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	●	NTDI413
テーパード・デプス・インディケーター 4 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTDI415
テーパード・デプス・インディケーター 5 mm(D) × 8.5 mm(L)3本入	●			NTDI585
テーパード・デプス・インディケーター 5 mm(D) × 10 mm(L)	●	●		NTDI510
テーパード・デプス・インディケーター 5 mm(D) × 11.5 mm(L)	●	●		NTDI511
テーパード・デプス・インディケーター 5 mm(D) × 13 mm(L)	●	●		NTDI513
テーパード・デプス・インディケーター 5 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTDI515
テーパード・デプス・インディケーター 6 mm(D) × 8.5 mm(L)3本入	●			NTDI685
テーパード・デプス・インディケーター 6 mm(D) × 10 mm(L)	●			NTDI610
テーパード・デプス・インディケーター 6 mm(D) × 11.5 mm(L)	●			NTDI611
テーパード・デプス・インディケーター 6 mm(D) × 13 mm(L)	●			NTDI613
テーパード・デプス・インディケーター 6 mm(D) × 15 mm(L)	●			NTDI615

* SLIMKTEには各1本入

■ = 単品は受注発注品となります
D = 直径 / L = 長さ



サージカル・キット

サイト・プレパレーション・テクノロジー

テーパード・インプラント用サージカル・キット

製品名	QNTSK40	QNTSK20	SLIMKTE	製品番号
サーテン・カウンターシンク・ドリル	●	●	●	ICD100
インナー・トレー	●	●		QNTSKT
オープン・エンド・レンチ	●	●	●	CW100
ラチェット・レンチ	●	●		WR150
Highトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ			●	H-TIRW**
ラチェット・エクステンション 6 mm(L) - ショート	●	●	●	RE100
ラチェット・エクステンション 15 mm(L) - ロング	●	●		RE200
インプラント・デブスゲージ 20 mm(L)	●	●		DP020
スモールヘクス・ドライバー 17 mm(L)	●	●	●	PHD00N
ラージヘクス・ドライバー 17 mm(L)	●	●	●	PHD02N
ラージヘクス・ドライバーチップ 24 mm	●			RASH3N
ディレクション・インディケーター 2 mm(D)×10 mm(L)3本入	●			DI100
ハンドピース・コネクタ	●	●	●	MDR10
インンプラント・マウント 3.4 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	●	MMC15
ACT ポイント・スタータードリル	●	●	●	ACTPSD
ACT ドリル 2 mm(D) × 10 mm(L)	●	●		ACT2010
ACT ドリル 2 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	●	ACT2015
ACT ドリル 2 mm(D) × 20 mm(L)	●	●		ACT2020
ドリル・エクステンション	●	●	●	ACTDE
インターナル・コネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバー・チップ - ショート	●	●	●	IIPDTUS
インターナル・コネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバー・チップ - ロング	●	●	●	IIPDTUL
サーテン・ユニバーサル・ラチェット・エクステンション 6 mm(L) - ショート	●	●		IRE100U
サーテン・ユニバーサル・ラチェット・エクステンション 15 mm(L) - ロング	●	●	●	IRE200U
サーテン・インンプラント・プレースメント・ドライバー・チップ用O-リング 10個入	●	●		IRORDR

** H-TIRWは個別包装されています。

 = 単品は受注発注品となります
D = 直径 / L = 長さ

サージカル・キット

サイト・プレパレーション・テクノロジー

パラレルワールド用サージカル・キット

PSKT40 プレミアム・キット

PSKT01 スターター・キット



製品名	PSKT40	PSKT01	製品番号
サージカル・トレイ	●	●	PTT300I
プラスチック製トレイ・オーガナイザー	●		PTT100
ACT ドリル 2 mm(D) × 10 mm(L)	●		ACT2010
ACT ドリル 2 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	ACT2015
ACT ドリル 2 mm(D) × 20 mm(L)	●		ACT2020
ACT ドリル 2.75 mm(D) × 10 mm(L)	●		ACT2710
ACT ドリル 2.75 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	ACT2715
ACT ドリル 2.75 mm(D) × 20 mm(L)	●		ACT2720
ACT ドリル 3 mm(D) × 10 mm(L)	●		ACT3010
ACT ドリル 3 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	ACT3015
ACT ドリル 3 mm(D) × 20 mm(L)	●		ACT3020
ACT ドリル 3.25 mm(D) × 10 mm(L)	●		ACT3210
ACT ドリル 3.25 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	ACT3215
ACT ドリル 3.25 mm(D) × 20 mm(L)	●		ACT3220
ACT ドリル 3.85 mm(D) × 10 mm(L)	●		ACT3810
ACT ドリル 3.85 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	ACT3815
ACT ドリル 3.85 mm(D) × 20 mm(L)	●		ACT3820
ACT ドリル 4.25 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		ACT4285
ACT ドリル 4.25 mm(D) × 13 mm(L)	●	●	ACT4213
ACT ドリル 4.25 mm(D) × 18 mm(L)	●		ACT4218
ACT ドリル 4.85 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		ACT4885
ACT ドリル 4.85 mm(D) × 13 mm(L)	●		ACT4813
ACT ドリル 4.85 mm(D) × 18 mm(L)	●		ACT4818
ACT ドリル 5.25 mm(D) × 8.5 mm(L)	●		ACT5285
ACT ドリル 5.25 mm(D) × 13 mm(L)	●		ACT5213
ACT ドリル 5.25 mm(D) × 18 mm(L)	●		ACT5218
ドリル・エクステンション	●	●	ACTDE
カウンターシンク・パイロット・ドリル 5 mm(D)	●	●	CD500
サーテン・カウンターシンク・ドリル 4 mm(D)	●	●	ICD100

製品名	PSKT40	PSKT01	製品番号
カウンターシンク・デプス・インディケーター ICD100用	●	●	ICDI100
カウンターシンク・ドリル 4.1 mm(D)	●	●	CD100
カウンターシンク・パイロット・ドリル 6 mm(D)	●		CD600
パイロット・ドリル 2-3 mm(D)	●	●	PD100
インプラント・デンスボーン・タップ 3.25 mm(D) × 27 mm(L)	●		MTAP2
インプラント・デンスボーン・タップ 4 mm(D) × 13 mm(L)	●		TAP413
インプラント・デンスボーン・タップ 5 mm(D) × 13 mm(L)	●		TAP53S
インプラント・デンスボーン・タップ 6 mm(D) × 13 mm(L)	●		TAP63S
オッセオタイト 2 デンスボーン・タップ 5mm(D) × 7-13 mm(L)	●		XTAP53S
オッセオタイト 2 デンスボーン・タップ 6mm(D) × 7-13 mm(L)	●		XTAP63S
インターナル・コネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバー・チップ - ショート	●	●	IIPDTUS
インターナル・コネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバー・チップ - ロング	●	●	IIPDTUL
サーテン・ラチェット・エクステンション 6 mm(L) - ショート	●	●	IRE100U
サーテン・ラチェット・エクステンション 15 mm(L) - ロング	●	●	IRE200U
スモールヘクス・ドライバー 17 mm(L)	●	●	PHD00N
ラージヘクス・ドライバー 17 mm(L)	●	●	PHD02N
ラージヘクス・ドライバー・チップ 24 mm(L)	●	●	RASH3N
サーテン・インプラント・プレースメント・ドライバー・チップ用 O-リング (10個入)	●		IRORDR
ハンドピース・コネクター	●	●	MDR10
オープンエンド・レンチ	●	●	CW100
ラチェット・レンチ	●	●	WR150
ラチェット・エクステンション 6 mm(L) - ショート	●	●	RE100
ラチェット・エクステンション 15 mm(L) - ロング	●	●	RE200
インプラント・デプス・ゲージ 20 mm(L)	●	●	DP020
インプラント・マウント 3.4 mm(D) × 15 mm(L)	●	●	MMC15
ディレクション・インディケーター 2 mm(D) × 10 mm(L) 3本入	●	●	DI100
ラウンド・ドリル	●	●	RD100

 = 単品は受注発注品となります
D = 直径 / L = 長さ

サージカル・キット

サイト・プレパレーション・テクノロジー

T3 ショート・インプラント用サージカル・キット



BSISK T3 ショート・サージカル・キット

製品名	製品番号
ACTポイント・スターター・ドリル	ACTPSD
ACTショート・ツイストドリル 2.0 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT206S
ACTショート・ツイストドリル 3.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT326S
ACTショート・ツイストドリル 3.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT386S
ACTショート・ツイストドリル 4.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT426S
ACTショート・ツイストドリル 4.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT486S
フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 3.85 mm(D) × 5 mm(L)	FCS385S
フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 3.85 mm(D) × 6 mm(L)	FCS386S
フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 4.85 mm(D) × 5 mm(L)	FCS485S
フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 4.85 mm(D) × 6 mm(L)	FCS486S
ショートインプラント・ボーンタップ 5.0 mm(D) × 5.0-6.0 mm(L)	TAP56S
ショートインプラント・ボーンタップ 6.0 mm(D) × 5.0-6.0 mm(L)	TAP66S
ラチェット・エクステンション・ショート 6 mm(L)	RE100
ハンドピース・コネクター	MDR10
スモール・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	PHD00N
ラージ・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	PHD02N
オープン・エンド・レンチ	CW100
Highトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ	H-TIRW*

* H-TIRWは個別包装されています。

	製品名	製品番号
	T3® ショート・デプス・インディケーター 5mm(D) × 5mm(L)	PR0084
	T3® ショート・デプス・インディケーター 5mm(D) × 6mm(L)	PR0085
	T3® ショート・デプス・インディケーター 6mm(D) × 5mm(L)	PR0086
	T3® ショート・デプス・インディケーター 6mm(D) × 6mm(L)	PR0087

※本品はキット (BSISK) には含まれておりません。

	製品名	製品番号
	ACT ポイント・スターター・ドリル	ACTPSD
	ACT ショート・ツイストドリル 2.0 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT206S
	ACT ショート・ツイストドリル 3.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT326S
	ACT ショート・ツイストドリル 3.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT386S
	ACT ショート・ツイストドリル 4.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT426S
	ACT ショート・ツイストドリル 4.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	ACT486S
	フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 3.85 mm(D) × 5 mm(L)	FCS385S
	フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 3.85 mm(D) × 6 mm(L)	FCS386S
	フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 4.85 mm(D) × 5 mm(L)	FCS485S
	フラットボトム・カウンターシンク・シェーピングドリル 4.85 mm(D) × 6 mm(L)	FCS486S
	ショートインプラント・ボーンタップ 5.0 mm(D) × 5.0-6.0 mm(L)	TAP56S
	ショートインプラント・ボーンタップ 6.0 mm(D) × 5.0-6.0 mm(L)	TAP66S
	ラチェット・エクステンション・ショート 6 mm(L)	RE100
	ハンドピース・コネクター	MDR10
	スモール・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	PHD00N
	ラージ・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	PHD02N
	オープン・エンド・レンチ	CW100
	Hightトルク インディケーティング・ラチェット・レンチ [C11108 アダプター付属]	H-TIRW

サージカル・ドリル

サイト・プレパレーション・テクノロジー



SurgicPro2 ライト付

マイクロモーターシステム「Surgic Pro2」は、動作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を兼ね備え、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し、効率の良い施術をサポートします。

	製品番号
Surgic Pro2 標準セット： コントロールユニット/SGL80M ライト付マイクロモーター/X-SG20ML ライト付ハンドピース（20：1減速）/ ワイヤレスフットコントロール/イリゲーションチューブ（3本入） 他付属品	Y1500356-ZV
イリゲーションチューブ10本入	Y1001210-ZV

Osseo 100+

ISQ測定器Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値（インプラント安定指数）を表示します。
これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになるため、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。



	製品番号
Osseo 100+ 標準セット： Osseo 100+ 本体/マルチベグドライバー/ACアダプター/ACアダプター用プラグ（US/JP） /ISQテスター ※マルチベグは別売りです。本体には含まれていません。	Y1500447-ZV
マルチベグ 3i External Hex	Type1 55011-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 紫	Type28 55036-ZV
マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑	Type58 55066-ZV

※マルチベグは20回減菌可能

iSD900

インプラント埋入後のカバースクリューやヒーリングキャップ、アバットメントの着脱において、術者の利便性と安全性を高めるコードレスドライバー。
施術スピードの向上と広い術野の確保を実現し、術者の負担を軽減します。



	製品番号
iSD900 標準セット： iSD900 モーターハンドピース/iSD-HP コントラングルヘッド/iSD900用充電器/ACコード/トルクキャリ ブレーター/キャリブレーションバー/ON/OFFスイッチレバー/Fタイプスプレーノズル/モーターキャップ	Y1001356-ZV

サニスリーブ コードカバー

一般歯科診療および口腔外科手術時の患者さまの血液や唾液からハンドピースやホースをガードする、ポリエステル製の滅菌済スリーブです。長いホースやケーブルに簡単に装着でき、ハンドピースなどの操作にも支障がありません。

	製品番号
サニスリーブ コードカバー 滅菌済み	4001830087AG

サージカル・ドリル

サイト・プレパレーション・テクノロジー

ACT ツイスト・ドリル

特長：

- ・効率的な切削のための2フルートデザイン
- ・交互に刻印されたラインと帯により、ドリル深度が容易に視認できます
- ・反射を軽減するマット仕上げ
- ・外部注水



インプラント 長さ	ドリル 長さ	2mmD	2.75mmD	3mmD	3.15mmD	3.25mmD	3.85mmD	4.25mmD	4.85mmD	5.25mmD
7 – 8.5 mm	8.5 mm	-	-	-	-	-	-	ACT4285	ACT4885	ACT5285
7 – 10 mm	10 mm	ACT2010	ACT2710	ACT3010	ACT3110	ACT3210	ACT3810	-	-	-
7 – 13 mm	13 mm	-	-	-	-	-	-	ACT4213	ACT4813	ACT5213
7 – 15 mm	15 mm	ACT2015	ACT2715	ACT3015	ACT3115	ACT3215	ACT3815	-	-	-
7 – 18 mm	18 mm	-	-	-	-	-	-	ACT4218	ACT4818	ACT5218
7 – 20 mm	20 mm	ACT2020	ACT2720	ACT3020	ACT3120	ACT3220	ACT3820	-	-	-

クワッド・シェーピング・ドリル (QSD)

特長：

- ・段差状の形状により、ドリル深度が容易に視認できます
- ・QSD先端に施されたカッティング機能
- ・プラットフォームサイズに合わせたカラーコード化



ドリルの長さ	3.25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8.5 mm	QSD3285	QSD485	QSD585	QSD685
10 mm	QSD3210	QSD410	QSD510	QSD610
11.5 mm	QSD3211	QSD411	QSD511	QSD611
13 mm	QSD3213	QSD413	QSD513	QSD613
15 mm	QSD3215	QSD415	QSD515	QSD615

その他 ドリル (マルチユース)

	製品名	製品番号
	ラウンド・ドリル	RD100
	ACT ポイント・スターター・ドリル	ACTPSD
	パイロット・ドリル 2 / 3 mm (D)	PD100
	カウンターシンク・ドリル 4.1 mm (D) エクスターナル用	CD100
	カウンターシンク・パイロット・ドリル 5 mm (D)	CD500
	カウンターシンク・パイロット・ドリル 6 mm (D)	CD600

 = 受注発注品

D = 直径 / L = 長さ

サージカル・コンポーネント

サイト・プレパレーション・テクノロジー

パラレルワールド・デンスボーン・タップ



インプラントの長さ	3.25 mmD	3.75 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
7 – 8.5 mm	-		-	TAP58S	TAP68S
7 – 10 mm	-	TAP10	TAP410	-	-
7 – 13 mm	-	TAP13	TAP413	-	
	-	-	-	TAP53S	TAP63S
7 – 18 mm	-		-	TAP518S	TAP618S
7 – 20 mm	-	TAP20	TAP420	-	-
8.5 – 18 mm	MTAP1 (18 mmL)		-	-	-
8.5 – 18 mm	MTAP2 (27 mmL)		-	-	-

T3 / オッセオタイト2 インプラント・デンスボーン・タップ

6.5/7 – 8.5 mm	-	-	-	XTAP58S	XTAP68S
6.5/7 – 13 mm	-	-	-	XTAP53S	XTAP63S
6.5/7 – 18 mm	-	-	-	XTAP518S	XTAP618S

テーパード・デンスボーン・タップ



インプラントの長さ	3.25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8.5 mm	NTAP3285	NTAP485	NTAP585	NTAP685
10 mm	NTAP3210	NTAP410	NTAP510	NTAP610
11.5 mm	NTAP3211	NTAP411	NTAP511	NTAP611
13 mm	NTAP3213	NTAP413	NTAP513	NTAP613
15 mm	NTAP3215	NTAP415	NTAP515	NTAP615



NTAPK デンスボーン・タップ・キット

キット内容: 上記すべてのテーパード・デンスボーン・タップが含まれています。


テーパード・デプス・インディケーター

特長:

- ・ テーパード・デプス・インディケーター (NTDI) を用いることで、インプラントの埋入前にプラットフォーム位置を確認することができます。
- ・ NTDIはプラットフォームサイズに合わせてカラーコード化されており、容易に識別することができます。



インプラントの長さ	3.25 mmD	4 mmD	5 mmD	6 mmD
8.5 mm	NTDI3285	NTDI485	NTDI585	NTDI685
10 mm	NTDI3210	NTDI410	NTDI510	NTDI610
11.5 mm	NTDI3211	NTDI411	NTDI511	NTDI611
13 mm	NTDI3213	NTDI413	NTDI513	NTDI613
15 mm	NTDI3215	NTDI415	NTDI515	NTDI615






NTDIK テーパード・デプス / ディレクション・インディケーター・キット

キット内容: 上記テーパード・デプス・インディケーターのすべてが含まれています。

ディレクション・インディケーター

	製品名	製品番号
	ディレクション・インディケーター 2 mm / 3 mm (D) × 10 mm (L)	DI100
	ディレクション・インディケーター 2 mm / 3 mm (D) × 15 mm (L)	DI200

インプラント・マウント

	製品名	製品番号
	インプラント・マウント 3.4 mm (D) × 3 mm (L)	MMC03
	インプラント・マウント 3.4 mm (D) × 15 mm (L)	MMC15
	インプラント・マウント 4.1mm (D) / 5mm (D) / 6mm (D) × 15 mm (L)	IC015

 = 受注発注品

D = 直径 / L = 長さ

サージカル・コンポーネント

サイト・プレパレーション・テクノロジー

エクスターナル・ヘクス用 ボーン・プロファイラー【ハンドピース用】

		製品名
	プラットフォーム	エマージェンス プロファイル
	エクスターナル・ヘクス	
	3.4 mmD	3.8 mm
		5.0 mm
	4.1 mmD	5.0 mm
		6.0 mm
		7.5 mm
	5 mmD	5.5 mm
		6.0 mm
		7.5 mm
	6 mmD	6.8 mm
		7.5 mm

ロー・プロファイル・アバットメント用 ボーン・プロファイラー【ハンドピース用】

		製品名
	プラットフォーム	エマージェンス プロファイル
	エクスターナル・ヘクス	
	3.4 mmD	3.8 mm
	4.1 mmD	5.0 mm
	5 mmD	5.5 mm

ボーン・プロファイラー・ガイドピン

製品名	製品番号
ボーン・プロファイラー・ガイドピン 4.1、5、6mm(D)用	BPGUIDE

オステオトーム・テーパード

テーパード・インプラント用オステオトーム


	製品名	製品番号
	ストレート・オステオトーム・キット (4本組) キット内容: NTOST3、NTOST4、NTOST5、NTOST6、NTOSTTRS	NTOST0
	ストレート・オステオトーム 3.25 mm(D) テーパード	NTOST3
	ストレート・オステオトーム 4 mm(D) テーパード	NTOST4
	ストレート・オステオトーム 5 mm(D) テーパード	NTOST5
	ストレート・オステオトーム 6 mm(D) テーパード	NTOST6
	アングル・オステオトーム・キット (4本組) キット内容: NTOST3A、NTOST4A、NTOST5A、NTOST6A、NTOSTTRA	NTOST0A
	アングル・オステオトーム 3.25 mm(D) テーパード	NTOST3A
	アングル・オステオトーム 4 mm(D) テーパード	NTOST4A
	アングル・オステオトーム 5 mm(D) テーパード	NTOST5A
	アングル・オステオトーム 6 mm(D) テーパード	NTOST6A
	ストレート・オステオトーム・テーパード・トレー	NTOSTTRS
	アングル・オステオトーム・テーパード・トレー	NTOSTTRA

 = 単品は受注発注品となります
D = 直径 / EP = エマージェンス・プロファイル

サージカル・コンポーネント

サイト・プレパレーション・テクノロジー

インプラント・リムーバル・キット

	製品名	製品番号
	インプラント・リムーバル・キット ・IRKITには下記の製品が同梱されています。	IRKIT
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4 (2個入)	IRSR14
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6 (2個入)	IRSR16
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8 (2個入)	IRSR18
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF (2個入)	IRSR172
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0 (2個入)	IRSR20
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.5 (2個入)	IRSR25
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【ナロー / ショート】	IR315
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【レギュラー / ショート】	IR415
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【ワイド φ 5.0 / ショート】	IR515
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ショート】	IR615
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【ナロー / ロング】	IR320
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【レギュラー / ロング】	IR420
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【ワイドφ 5.0 / ロング】	IR520
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ロング】	IR620
	スクリュー・ドライバー 7 mm (ショート)	SD7
	スクリュー・ドライバー 12 mm (ミディアム)	SD12
	スクリュー・ドライバー 17 mm (ロング)	SD17
	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	IRRW

トレフィン・バー

	製品名	製品番号
	トレフィン・バー 内径2mm / 外径3mm	TRE02
	トレフィン・バー 内径4mm / 外径5mm	TRE04
	トレフィン・バー 内径5mm / 外径6mm	TRE05
	トレフィン・バー 内径6mm / 外径7mm	TRE06
	トレフィン・バー 内径8mm / 外径9.3mm	TRE08

その他 インストルメント

	製品名	製品番号
	Highトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ (C11108付属)	H-TIRW
	H-TIRW 4x4 スクエア アダプター	C11108

- ・ H-TIRWは従来のラチェットレンチの機能と、視覚的にトルク値を認識できるトルク・インジケータを兼ね備えています。
- ・ 追加のコンポーネントを必要とすることなく、50～90Ncmの正回転トルク値および逆回転トルク値を示します。
- ・ 注油や定期的な再キャリブレーションは必要ありません。矢印が最初のマーキング位置 (0Ncm) を示していれば校正の必要はありません。
- ・ H-TIRWは3つのパーツから構成されており、分解、洗浄および滅菌を容易に行うことができます。






H-TIRW

サージカル・コンポーネント

サイト・プレパレーション・テクノロジー

その他 インストルメント

	製品名	製品番号
	オープン・エンド・レンチ	CW100
	インプラント・デプス・ゲージ	DP020
	ラチェット・エクステンション 6 mm(L)	RE100
	ラチェット・エクステンション 15 mm(L)	RE200
	チタン・エレベーター	TE003
	ティッシュ・メジャーリング・ポスト	TMP80

	製品名	製品番号
	ACT ドリル・エクステンション	ACTDE
	ゲルブ・ラジオグラフィック・デプスゲージ・キット - 2 mm(D)	XDG00
	ハンドピース・コネクター	MDR10
	ティッシュ・パンチ 4.1 mm(D)	TP001
	ティッシュ・パンチ 5 mm(D)	TP005
	ティッシュ・パンチ 6 mm(D)	TP006

 = 受注発注品
 D = 直径 / L = 長さ

デジタル・ソリューション

カスタム・アバットメント・テクノロジー

BellaTek Encode インプレッション・システム

BellaTek® Encode® ヒーリング・アバットメントを用いることにより、インプラントレベルの印象採得を省略でき、患者さまに対して適切なマージンと自然な形態を持った補綴物を提供することが可能となります。

カラーの高さ、インプラント・ヘクス位置、プラットフォームのサイズなどの情報が、BellaTek® Encode® ヒーリング・アバットメントの咬合面に刻まれたコードによって伝達されます。



BellaTek Encode ヒーリング・アバットメント

効率的なワークフロー

BellaTek Encode® ヒーリングアバットメントにより治療プロセスが簡略化されます。

歯科医師：

- ・ 効率的で合理化された治療プロセスにより、治療が簡略化されます。
- ・ 最先端技術により、改善されたより単純な治療プロセスが可能です。
- ・ BellaTek エンコード・インプレッション・システムは患者さまへのインフォームドコンセントが容易になります。

歯科技工所：

- ・ 鋳造プロセスが必要ないため、技工ステップが減少し負荷が軽減されます。



審美性の高いカスタム・アバットメントをお届け

- ・ 快適性：印象コーピングを使用する必要がないため、コンポーネントの着脱回数を減少させます。
- ・ 通院回数の減少：口腔内スキャナーを使用した場合、チェアタイムの短縮と通院回数を減少させることが可能です。
- ・ 審美的成果：審美性を高めるためのカスタム・アバットメントの製作が可能です。



カスタム・アバットメント

ヒーリング・アバットメント

カスタム・アバットメント・テクノロジー

BellaTek エンコード・ヒーリング・アバットメント




Encodeヒーリング・アバットメントの咬合面に刻まれた印をスキャンすることで、アバットメントのデザインに必要な情報が伝達されます。


EP ヒーリング・アバットメント



BellaTek エンコード・ツーピース・ヒーリング・アバットメント

			製品番号			
	プラットフォーム	エマージェンス プロファイル	カラー高さ			
	3.4 mmD	3.8 mm	3 mm(H)	4 mm(H)	6 mm(H)	8 mm(H)
		5 mm	EHA343	EHA344	EHA346	EHA348
	4.1 mmD	4.1 mm	EHA353	EHA354	EHA356	EHA358
		5 mm	EHA443	EHA444	EHA446	EHA448
	5 mmD	6 mm	EHA453	EHA454	EHA456	EHA458
		5.6 mm	EHA463	EHA464	EHA466	EHA468
	6 mmD	6 mm	EHA553	EHA554	EHA556	EHA558
		6.8 mm	EHA563	EHA564	EHA566	EHA568
			EHA663	EHA664	EHA666	EHA668

EP ワンピース・ヒーリング・アバットメント

			製品番号				
	プラットフォーム	エマージェンス プロファイル	2 mm(H)	3 mm(H)	カラー高さ 4 mm(H)	6 mm(H)	8 mm(H)
	3.4 mmD	3.8 mm	MHA32	MHA33	MHA34	MHA36	-
		4.1 mm	THA42	THA43	THA44	THA46	THA48
	4.1 mmD	5 mm	THA52	THA53	THA54	THA56	THA58
		6 mm	-	THA63	THA64	THA66	THA68
	5 mmD	5.6 mm	WTH52	WTH53	WTH54	WTH56	WTH58
		6 mm	WTH562	WTH563	WTH564	WTH566	WTH568
	6 mmD	6.8 mm	WTH62	WTH63	WTH64	WTH66	WTH68

= 受注発注品

D = 直径 / H = 高さ

プロビジョナル・レストレーション

補綴コンポーネント

テンポラリー・シリンダー

適応:

- ・ 単独歯または多数歯のプロビジョナル・レストレーション（スクリュー・リテイニング）
- ・ 必要なクリアランス 6mm以上
- ・ 口腔内での使用制限： 180 日以内（プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー）
- ・ 単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナルレストレーション
- ・ 多数歯の修復において、プロビジョナルへの荷重を最小限にするため、側方、前方、咀嚼力における咬合力を評価する必要があります。


プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー

材質：PEEK、チタン合金

	製品番号		
	プラットフォーム	ヘクスト	ノンヘクスト
 チタン・ヘクスト・スクリュー [UNIHT] 1 本付属	3.4 mmD	MPFTC34	MPFTC32
	4.1 mmD	PFTC41	PFTC42
	5 mmD	WPFTC51	WPFTC52
	6 mmD	WPFTC61	WPFTC62
	チタン・ヘクスト・スクリュー	UNIHT	

インプラント・テンポラリー・シリンダー

材質：チタン合金

	製品番号		
	プラットフォーム	ヘクスト	ノンヘクスト
 チタン・ヘクスト・スクリュー [UNIHT] 1 本付属	3.4 mmD	MMTCS1	-
	4.1 mmD	ITCS41	ITCS42
	5 mmD	WTCS51	WTCS52
	6 mmD	WTCS61	WTCS62
	チタン・ヘクスト・スクリュー	UNIHT	

 = 受注発注品

D = 直径 / H = 高さ

ファイナル・アバットメント

補綴コンポーネント


ジンジヒュー・ポスト

適応:

- ・単独歯および多数歯修復に使用
- ・歯肉変色の可能性のある歯肉が薄い唇側部位での使用
- ・多様な歯肉形態に対応
- ・従来のクラウン、ブリッジによる修復
- ・最大補正角度 15°
- ・必要なクリアランス7 mm

ジンジヒュー・ポスト【ストレート】(スクリュー別売)

材質: チタン

		製品番号	
	プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル	カラー高さ
			2 mm(H) 4 mm(H)
	3.4 mmD	3.8 mm	MAP32G MAP34G
	4.1 mmD	5 mm	APP452G APP454G
		6 mm	APP462G APP464G
	5 mmD	5.6 mm	WPP552G WPP554G
		6 mm	WPP562G WPP564G
	6 mmD	6.8 mm	WPP662G WPP664G

ジンジヒュー・ポスト【15° アングル】(スクリュー別売)

材質: チタン合金

		製品番号	
	プラットフォーム	エマーゼンス プロファイル	カラー高さ
			2 mm(H) 4 mm(H)
	3.4 mmD	3.8 mm	MPAP32G MPAP34G
	4.1 mmD	5 mm	PAP452G PAP454G
		6 mm	PAP462G PAP464G
	5 mmD	5.6 mm	PAP552G PAP554G
		6 mm	PAP562G PAP564G
	6 mmD	6.8 mm	PAP662G PAP664G

アバットメント・スクリュー【ジンジヒュー・ポスト / UCLA アバットメント用】

		製品番号
	ヘクスト	ゴールド・タイト・スクリュー UNIHG
		チタン・スクリュー UNIHT
	スクエア	ゴールド・タイト・スクリュー UNISG
		チタン・スクリュー UNIST

UCLA アバットメント


適応:

- ・セメント・リテインおよびスクリュー・リテインに使用
- ・単独歯および多数歯修復に使用
- ・歯科技工所の製作によるカスタム・アバットメントに使用
- ・必要なクリアランス 6 mm以上 (ノンヘクストは4mm以上)
- ・歯肉の厚みに制限がある場合の審美修復に使用
- ・最大角度補正 30°

	金合金シリンダー	金合金シリンダー 溶融温度範囲
溶融温度範囲	1400-1490° C	1400-1500° C
固相点	1400° C	1400-1415° C
液相点	1490° C	1490-1500° C
熱膨張率	12.2 × 10 ⁻⁶ K at 500° C	12.2 × 10 ⁻⁶ K at 500° C

UCLA アバットメント【ヘクスト】(スクリュー別売)

材質: 金合金、プラスチックスリーブ

		製品番号
 ヘクスト	プラットフォーム	
	ゴールド	3.4 mmD
		4.1 mmD
		5 mmD
		6 mmD
	キャストブル	4.1 mmD
		5 mmD
		6 mmD

UCLA アバットメント【ノンヘクスト】(スクリュー別売)

材質: 金合金、プラスチックスリーブ

		製品番号
 ノンヘクスト	プラットフォーム	
	ゴールド	3.4 mmD
		4.1 mmD
		5 mmD
		6 mmD
	キャストブル	3.4 mmD
		4.1 mmD
		5 mmD
		6 mmD

 = 受注発注品
D = 直径 / H = 高さ

ファイナル・アバットメント

補綴コンポーネント

ジンジビュー・ポスト / UCLAアバットメント・コンポーネント

ピックアップ・インプレッション・コーピング

ラージ・ヘクス・ドライバー PHD02N、PHD03N または ラージヘクス・ドライバーチップ RASH3N、RASH8Nを使用します。

			製品番号
	プラットフォーム	エマージェンス・プロファイル	
	3.4 mmD	3.8 mm	MIC33
	4.1 mmD	4.1 mm	IIC41
		5 mm	IIC12
		6 mm	IIC60
	5 mmD	5.6 mm	WIP55
		6 mm	WIP56
	6 mmD	6.8 mm	WIP66

ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピング

インプレッション・コーピング・ドライバー ICD00を使用します。

			製品番号
	プラットフォーム	エマージェンス・プロファイル	
	4.1 mmD	4.1 mm	IIC44
		5 mm	IIC45
		6 mm	IIC46
	5 mmD	5.6 mm	WIT55
		6 mm	WIT56
	6 mmD	6.8 mm	WIT66

インプラント・ラボ・アナログ



	製品番号
プラットフォーム	
3.4 mmD	MMILA
4.1 mmD	ILA20
5 mmD	ILAW5
6 mmD	ILAW6

デジタル・ラボ・アナログ



	製品番号
プラットフォーム	
3.4 mmD	ARZEX-DA34
4.1 mmD	ARZEX-DA41
5 mmD	ARZEX-DA5

その他コンポーネント



	製品番号
ワクシング・スクリュー	WSU30
スクエア・トライイン・スクリュー (5本入) 3.4 mm用	MUNITS
スクエア・トライイン・スクリュー (5本入) 4.1-6.0 mm用	UNITS
ラボ・ホルダー 3.4 mm (D)	LTAH5
ラボ・ホルダー 4.1、5.0、6.0 mm (D)	LTAH7

D = 直径

ロー・プロファイル・アバットメント・コンポーネント

	製品名		製品番号
	ピックアップ・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング ・ラージ・ヘクス・ドライバー PHD02N、PHD03N を使用します。	ヘクスト	LPCPIC1
		ノンヘクスト	LPCPIC2
	ツイストロック・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング ・インプレッション・コーピング・ドライバー ICD00 を使用します。	ヘクスト	LPCTIC1
		ノンヘクスト	LPCTIC2
	ロー・プロファイル・ヒーリング・キャップ ・ラージ・ヘクス・ドライバー PHD02N、PHD03N を使用します。		LPCHC
	ロー・プロファイル・ラボ・アナログ		LPCLA
	ロー・プロファイル・ポリッシング・プロテクター		LPCPP
	ロー・プロファイル・プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー (スクリュー別売)	ヘクスト	LPCPTC1
		ノンヘクスト	LPCPTC2
	ロー・プロファイル・テンポラリー・シリンダー (スクリュー別売)	ヘクスト	LPCTC1
		ノンヘクスト	LPCTC2
	ロー・プロファイル・ゴールド・シリンダー (スクリュー別売)	ヘクスト	LPCGC1
		ノンヘクスト	LPCGC2
	ロー・プロファイル・ワクシング スクリュー		LPCWS
	ロー・プロファイル・ゴールドタイト・リテイニング・スクリュー		LPCGSH
	ロー・プロファイル・チタン・リテイニング・スクリュー		LPCTSH
	ロー・プロファイル・クイック・ブリッジ・インプレッション・コーピング		LPCRIC
	ロー・プロファイル・クイック・ブリッジ (LPCQBCAP 付属)		LPCQB
	ロー・プロファイル・クイック・ブリッジ・リプレイスメントキャップ		LPCQBCAP

 = 受注発注品
D = 直径 / L = 長さ / H = 高さ

スクリュー

補綴コンポーネント

アバットメント・スクリュー



	ゴールドタイト・ヘクスト・スクリュー	チタン・ヘクスト・スクリュー	ゴールドタイト・スクエア・スクリュー	チタン・スクエア・スクリュー
製品番号	UNIHG	UNIHT	UNISG	UNIST
ドライバー	PHD02N、PHD03N		PSQD0N、PSQD1N	
ドライバー・チップ	RASH3N、RASH8N		RASQ3N、RASQ8N	
トルク	20 Ncm		32-35Ncm	
対応アバットメント	UCLAアバットメント ジンジヒュー・ポスト 0° ジンジヒュー・ポスト15° テンポラリー・シリンダー プレフォーマンス・ポスト プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー			

ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー



	ゴールドタイト・リテイニング・スクリュー	チタン・リテイニング・スクリュー
製品番号	LPCGSH	LPCTSH
ドライバー	PHD02N, PHD03N	
ドライバー・チップ	RASH3N, RASH8N	
トルク	10 Ncm	
対応アバットメント	ロー・プロファイル・アバットメント	

ワクシング・スクリュー / トライイン・スクリュー







	ワクシング・スクリュー	スクエア・トライイン・スクリュー (5本入)	ロー・プロファイル・ワクシング・スクリュー
製品番号	WSU30	MUNITS, UNITS	LPCWS
ドライバー	PHD02N, PHD03N	PSQD0N, PSQD1N	PHD02N, PHD03N
ドライバー・チップ	RASH3N, RASH8N	RASQ3N, RASQ8N	RASH3N, RASH8N
対応	インプラントレベルの技工操作	UCLA アバットメント ジンジヒュー・ポスト (0°、15°)	ロー・プロファイル・アバットメント

ドライバー / ドライバー・チップ

補綴関連製品

ドライバー

	製品名	対応	製品番号
	スモール・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	カバー・スクリュー	PHD00N
	スモール・ヘクス・ドライバー 24 mm(L)		PHD01N
	ラージ・ヘクス・ドライバー 17 mm(L)	ヒーリング・アバットメント アバットメント・スクリュー リテイニング・スクリュー	PHD02N
	ラージ・ヘクス・ドライバー 24 mm(L)		PHD03N
	スクエア・ドライバー 17 mm(L)	スクエア・スクリュー	PSQD0N
	スクエア・ドライバー 24 mm(L)		PSQD1N
	ロー・プロファイル・アバットメント・ドライバー 17 mm(L)	ロー・プロファイル・ アバットメント	PAD00
	ロー・プロファイル・アバットメント・ドライバー 24 mm(L)		PAD24
	インプレッション・コーピング・ドライバー	ツイストロック・トランスファー インプレッション・コーピング	ICD00

ドライバー・チップ

- ・ハンドピース用ドライバー
- ・L-TIRW スタンダード ISO 1797 アダプター (C9980) または L-TIRW ショート ISO 1797 アダプター (C9981) にドライバーチップを装着し、ロートルク インディケーティング ラチェット レンチ (L-TIRW) にて使用します。

	製品名	対応	製品番号
	スモール・ヘクス・ドライバー・チップ 24 mm(L)	カバー・スクリュー	RASH2N
	スモール・ヘクス・ドライバー・チップ 30 mm(L)		RASH7N
	ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 24 mm(L)	ヒーリング アバットメント アバットメント スクリュー リテイニング スクリュー	RASH3N
	ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 30 mm(L)		RASH8N
	スクエア・ドライバー・チップ 24mm(L)	スクエア・スクリュー	RASQ3N
	スクエア・ドライバー・チップ 30 mm(L)		RASQ8N
	ロー・プロファイル・アバットメント・ドライバー・チップ 24 mm(L)	ロー プロファイル アバットメント	RASA3

L = 長さ

トルク・ドライバー

補綴関連製品

L-TIRWK Lowトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ・キット



製品名	L-TIRWK	製品番号
ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 24mm(L)	●	RASH3N
スクエア・ドライバー・チップ 24mm(L)	●	RASQ3N
LOWトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ (C9980付属)	●	L-TIRW
トルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ・トレー	●	RTI2035TR

Lowトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ

・補綴用のラチェットレンチで、0-35Ncm のトルクをかけることができます。




製品名	製品番号
LOWトルク インディケーティング ラチェット レンチ (C9980付属)	L-TIRW
L-TIRWスタンダードISO 1797アダプター	C9980
L-TIRWショートISO 1797アダプター	C9981



その他製品

補綴関連製品

その他製品

	製品名	製品番号
	リーマー / ハンドル	RH600
	エクスターナル・UCLA アバットメント 3.4 mm(D) ポリッシング・プロテクター	PPMM1
	エクスターナル・UCLA アバットメント 4.1 mm(D) ポリッシング・プロテクター	PPIA3
	エクスターナル・UCLA アバットメント 5.0 mm(D) ポリッシング・プロテクター	WPP50
	エクスターナル・UCLA アバットメント 6.0 mm(D) ポリッシング・プロテクター	WPP60
	ラボ・ホルダー 3.4 mm (D)	LTAH5
	ラボ・ホルダー 4.1、5.0、6.0 mm (D)	LTAH7
   	エクスターナル・スクリュー リムービング・キット キット内容：下記の4点が含まれます	SRT10N
	エクスターナル・ドリルガイド・ハンドル	SRT05N
	エクスターナル・スクリューリムーバル・エクストラクション・ツール	SRT06N
	マニュアル・リバーシング・ドリル	USRT07
	ワクシングスクリュー / ガイドピン	WSU30

 = 受注発注品


D = 直径 / L = 長さ



骨補填材「セラソルブ® M」

吸収性骨補填材セラソルブ®Mは、国内の歯科領域で認可された高純度の β -TCP（ β -リン酸三カルシウム）を主成分とした人工骨補填材です。生物由来製品とは異なり、不適合性やアレルギー、疾患伝播のリスクが低いです。

	製品名	製品番号
	セラソルブ® M 150-500 μ m 1.5cc (0.5cc×3本)	RI0031
 ※	セラソルブ® M 500-1000 μ m 1.5cc (0.5cc×3本)	RI0032
	セラソルブ® M 1000-2000 μ m 2.5cc (0.5cc×5本)	RI0005
	セラソルブ® M 1000-2000 μ m 5.0cc (1.0cc×5本)	RI0006



- ミクロ、メソマクロ、マクロ細孔からなる開放性の連通した多孔性 (5-500 μ m) の顆粒構造が骨化プロセスを促し、これにより吸収プロセスも早くなります。
- 全気孔率は約65%を有し、この高い気孔率のために毛管効果が向上します。また気孔の連続性により吸収速度が上がる大きな要因となります。
- 骨の再生と同時に完全吸収します。


※ 本製品は患者さまから採血した血液と混和することにより、より良好な結果が得られます。



骨補填材「オズボーン®」

非吸収性合成ハイドロキシアパタイトOsbone®は、ヒトまたは動物/異種移植片由来のハイドロキシアパタイト製品に換わる安全で効果的な代替品を提供する次世代の骨補填材です。

	製品名	製品番号
	オズボーン® 250~1000 μ m (0.5cc×1本入)	9000800501 ^{※1} (OS0001)
 ※	オズボーン® 1000~2000 μ m (1cc×1本入)	9000901001 ^{※1} (OS0002)



- 顆粒は海綿骨構造に類似した多孔性構造を有し、顆粒上の細孔は相互に連通し細孔のネットワークを構成しています。
- 局所にも優れた組織適合性の実証されており、不適合性、アレルギー、感染リスクが低く一定の品質レベルを維持しています。

※ キャップ色は出荷時期により異なるカラーの場合があります。

※1は新品番になり、()内は旧品番になります。ご注文は新旧品番いずれもご使用できます。



CAD/CAMシステムを駆使した歯科技工物加工を専門とする

"Digital Laboratory"

Made in Japan

国内生産にこだわり、新しい CAD/CAM 技術と加工設備で、高品質なデジタル歯科技工サービスをご提供します。患者さまの満足に応える「高精度・高品質」、「短納期」を実現し、多様化するインプラントシステムやニーズに柔軟な対応が可能な CAD/CAM 技工物を製作いたします。また、経験豊富なスタッフを動員し、日々研究開発に力を入れています。

STAR GATE

ジンヴィ・ジャパン DTI が製作する CAD/CAM システムです。STAR GATE を採用することで応用範囲の広い、審美性にすぐれた上部構造の製作が可能となります。

オープンシステム

現在ご使用中のスキャナー、またこれまで様々なメーカーから販売されたスキャナーとリンクできるサービスを開始しています。詳しくは DTI までお問い合わせください。

2つの拠点

DTI は、ジルコニア製品のスキャニング/ミリングセンターと、チタン製品のスキャニング/ミリングセンターの2つの拠点でビジネス展開を繰り返しています。ジルコニア・チタンそれぞれの材料を別の場所で製作することにより、清潔な環境でより高精度、高品質の技工物を提供しています。



チタンカスタムベース、ユニバーサルインプラントブリッジ
についてのお問合せ・ご依頼は

Dental Technology Instituteとちぎ (DTIとちぎ)

TEL.0120-418-325 FAX.0120-418-321
e-mail: sgco@dti-stargate.co.jp
HP: dti-cadcam.com



チタンベース付ジルコニアについて
のお問合せ・ご依頼は

Dental Technology Institute (DTI東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
TEL.03-5610-3680 FAX.03-5610-3681
e-mail: info@dti-cadcam.com
HP: dti-cadcam.com

エクスターナル・ヘクス・インプラント・システム カタログ INDEX

製品番号	製 品 名	ページ
0～		
4001830087AG	サニスリーブ コードカバー 滅菌済み(12個入)	P15
55011-ZV	マルチベグ 3i External Hex	P15
55036-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 紫	P15
55066-ZV	マルチベグ 3i Certain Internal 青、黄、緑	P15
9000800501	Osbone 250-1000μm(0.5cc × 1本)	P37
9000901001	Osbone 1000-2000μm(1cc × 1本)	P37
A～		
ACT2010	ACTドリル2.0mm(D) × 10.0mm(L)	P10、11、16
ACT2015	ACTドリル2.0mm(D) × 15.0mm(L)	P10、11、16
ACT2020	ACTドリル2.0mm(D) × 20.0mm(L)	P10、11、16
ACT206S	ACT ショート・ツイストドリル 2.0 mm(D) × 6.0 mm(L)	P13、14
ACT2710	ACTドリル2.75mm(D) × 10.0mm(L)	P11、16
ACT2715	ACTドリル2.75mm(D) × 15.0mm(L)	P11、16
ACT2720	ACTドリル2.75mm(D) × 20.0mm(L)	P11、16
ACT3010	ACTドリル3.0mm(D) × 10.0mm(L)	P11、16
ACT3015	ACTドリル3.0mm(D) × 15.0mm(L)	P11、16
ACT3020	ACTドリル3.0mm(D) × 20.0mm(L)	P11、16
ACT3110	ACTドリル3.15mm(D) × 10.0mm(L)	P16
ACT3115	ACTドリル3.15mm(D) × 15.0mm(L)	P16
ACT3120	ACTドリル3.15mm(D) × 20.0mm(L)	P16
ACT3210	ACTドリル3.25mm(D) × 10.0mm(L)	P11、16
ACT3215	ACTドリル3.25mm(D) × 15.0mm(L)	P11、16
ACT3220	ACTドリル3.25mm(D) × 20.0mm(L)	P11、16
ACT326S	ACT ショート・ツイストドリル 3.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	P13、14
ACT3810	ACTドリル3.85mm(D) × 10.0mm(L)	P11、16
ACT3815	ACTドリル3.85mm(D) × 15.0mm(L)	P11、16
ACT3820	ACTドリル3.85mm(D) × 20.0mm(L)	P11、16
ACT386S	ACT ショート・ツイストドリル 3.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	P13、14
ACT4213	ACTドリル4.25mm(D) × 13.0mm(L)	P11、16
ACT4218	ACTドリル4.25mm(D) × 18.0mm(L)	P11、16
ACT426S	ACT ショート・ツイストドリル 4.25 mm(D) × 6.0 mm(L)	P13、14
ACT4285	ACTドリル4.25mm(D) × 8.5mm(L)	P11、16
ACT4813	ACTドリル4.85mm(D) × 13.0mm(L)	P11、16
ACT4818	ACTドリル4.85mm(D) × 18.0mm(L)	P11、16
ACT486S	ACT ショート・ツイストドリル 4.85 mm(D) × 6.0 mm(L)	P13、14
ACT4885	ACTドリル4.85mm(D) × 8.5mm(L)	P11、16
ACT5213	ACTドリル5.25mm(D) × 13.0mm(L)	P11、16
ACT5218	ACTドリル5.25mm(D) × 18.0mm(L)	P11、16
ACT5285	ACTドリル5.25mm(D) × 8.5mm(L)	P11、16
ACTDE	ドリル・エクステンション	P10、11、23
ACTPSD	ACTポイント・スターター・ドリル	P10、13、14、16
APP452G	ジンジヒュー・ポスト 4.1mm(D) × 5.0mm(P) × 2.0mm(H)	P27
APP454G	ジンジヒュー・ポスト 4.1mm(D) × 5.0mm(P) × 4.0mm(H)	P27
APP462G	ジンジヒュー・ポスト 4.1mm(D) × 6.0mm(P) × 2.0mm(H)	P27
APP464G	ジンジヒュー・ポスト 4.1mm(D) × 6.0mm(P) × 4.0mm(H)	P27
ARZEX-DA34	デジタルラポアナログ 3.4mmD	P30
ARZEX-DA41	デジタルラポアナログ 4.1mmD	P30
ARZEX-DA5	デジタルラポアナログ 5mmD	P30
B～		
BNES×××	T3DCD エクスターナル・バラレルウォールド・インプラント	P5
BNET×××	T3DCD エクスターナル・テーバード・インプラント	P4
BOES×××	T3エクスターナル・バラレルウォールド・インプラント	P5
BOES×××	T3ショート・インプラント	P5
BOET×××	T3エクスターナル・テーバード・インプラント	P4
BPGUIDE	ボーン・プロファイラー・ガイドピン 4.1、5.0、6.0mm(D)	P19
BPX3438	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 3.4mm(D) × 3.8mm(P)	P19
BPX3450	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 3.4mm(D) × 5.0mm(P)	P19
BPX4150	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 4.1mm(D) × 5.0mm(P)	P19
BPX4160	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 4.1mm(D) × 6.0mm(P)	P19
BPX4175	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 4.1mm(D) × 7.5mm(P)	P19
BPX5055	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 5.0mm(D) × 5.5mm(P)	P19
BPX5060	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 5.0mm(D) × 6.0mm(P)	P19

製品番号	製 品 名	ページ
BPX5075	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 5.0mm(D) × 7.5mm(P)	P19
BPX6068	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 6.0mm(D) × 6.8mm(P)	P19
BPX6075	ボーン・プロファイラー・エクスターナル 6.0mm(D) × 7.5mm(P)	P19
BPXLP34	ボーン・プロファイラー・エクスターナル・ロープロファイル 3.4mm(D)	P19
BPXLP41	ボーン・プロファイラー・エクスターナル・ロープロファイル 4.1mm(D)	P19
BPXLP50	ボーン・プロファイラー・エクスターナル・ロープロファイル 5.0mm(D)	P19
BSISK	T3 ショート・サージカル・キット(H-TIRW込)	P13
C～		
C11108	H-TIRW 4 × 4スクエア アダプター	P22
C9980	L-TIRW スタンダード ISO1797 アダプター	P35
C9981	L-TIRW ショート ISO1797 アダプター	P35
CD100	カウンターシンク・ドリル、4.1mm エクスターナル用	P12、16
CD500	カウンターシンク・パイロット・ドリル 5mm(D)	P11、16
CD600	カウンターシンク・パイロット・ドリル 6mm(D)	P12、16
CS275	ヘッドレス カバースクリュー	P4、6、7
CS375	カバースクリュー 4.1mm(D) × 1mm(H)	P4、5、6、7
CS500	カバースクリュー 5.0mm(D) × 1mm(H)	P4、5、6、7
CS600	カバースクリュー 6.0mm(D) × 1mm(H)	P4、5、6、7
CW100	オープン・エンド・レンチ	P10、12、13、23
D～		
DI100	ディレクション・インディケーター 2mm/3mm(D) × 10mm(L)	P10、12、18
DI200	ディレクション・インディケーター 2mm/3mm(D) × 15mm(L)	P18
DP020	インプラント・デプス・ゲージ	P10、12、23
E～		
EHA×××	エンコード・ツープース・ヒーリング・アパットメント	P25
F～		
FCS385S	フラットボトム カウンターシンク シェーピングドリル 3.85mm(D) × 5mm(L)	P13、14
FCS386S	フラットボトム カウンターシンク シェーピングドリル 3.85mm(D) × 6mm(L)	P13、14
FCS485S	フラットボトム カウンターシンク シェーピングドリル 4.85mm(D) × 5mm(L)	P13、14
FCS486S	フラットボトム カウンターシンク シェーピングドリル 4.85mm(D) × 6mm(L)	P13、14
FNT×××	フルオッセオタイト・テーパード・インプラント	P4
FOS×××	フルオッセオタイト・パラレルウォールド・インプラント	P7
FOSM×××	フルオッセオタイト・パラレルウォールド・インプラント 3.25mm(D)	P7
G～		
GUCA2C	ゴールドUCLA・アパットメント(ノンヘクスト)4.1mm(D)	P28
H～		
H-TIRW	Highトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ	P10、13、14、22
I～		
IC015	インプラント・マウント 4.1mm/5mm/6mm(D) × 15mm(L)	P18
ICD00	インプレッション・コーピング・ドライバー	P34
ICD100	サーテン・カウンターシンク・ドリル 4mm(D)	P10、11
ICD1100	カウンターシンク デプスインディケーター ICD100用	P12
IIC12	ピックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング4.1mm(D) × 5.0mm(P)	P27
IIC41	ピックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング4.1mm(D) × 4.1mm(P)	P27
IIC44	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 4.1mm(D) × 4.1mm(P)	P27
IIC45	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 4.1mm(D) × 5.0mm(P)	P27
IIC46	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 4.1mm(D) × 6mm(P)	P27
IIC60	ピックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング 4.1mm(D) × 6.0mm(P)	P27
IIPDTUL	インターナルコネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバーチップ - ロング	P10、12
IIPDTUS	インターナルコネクション・ユニバーサル・プレースメント・ドライバーチップ - ショート	P10、12
ILA20	インプラント・ラボ・アナログ 4.1mm(D)	P30
ILAW5	インプラント・ラボ・アナログ 5mm(D)	P30
ILAW6	インプラント・ラボ・アナログ 6mm(D)	P30
IR315	インプラント・リムーバー φ3.0 × 15mm ナロー, ショート	P21
IR320	インプラント・リムーバー φ3.0 × 20mm ナロー, ロング	P21
IR415	インプラント・リムーバー φ4.0 × 15mm レギュラー, ショート	P21
IR420	インプラント・リムーバー φ4.0 × 20mm レギュラー, ロング	P21
IR515	インプラント・リムーバー φ5.0 × 15mm ワイド5.0, ショート	P21
IR520	インプラント・リムーバー φ5.0 × 20mm ワイド5.0, ロング	P21
IR615	インプラント・リムーバー φ6.0 × 15mm ワイド6.0-8.0, ショート	P21
IR620	インプラント・リムーバー φ6.0 × 20mm ワイド6.0-8.0, ロング	P21
IRE100U	サーテン・ユニバーサル・ラチェット・エクステンション(ショート)	P10、12、13
IRE200U	サーテン・ユニバーサル・ラチェット・エクステンション(ロング)	P10、12
IRKIT	インプラント・リムーバル・キット	P21

製品番号	製品名	ページ
IRORDR	サーテン・インプラント・ブレースメント・ドライバー・チップ O-リング10個	P10、12
IRRW	インプラント・リムーバルラチェットレンチ	P21
IRSR14	インプラント・リムーバル・スクリュー M1.4	P21
IRSR16	インプラント・リムーバル・スクリュー M1.6	P21
IRSR172	インプラント・リムーバル・スクリュー No. 1-72UNF	P21
IRSR18	インプラント・リムーバル・スクリュー M1.8	P21
IRSR20	インプラント・リムーバル・スクリュー M2.0	P21
IRSR25	インプラント・リムーバル・スクリュー M2.5	P21
ITCS41	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)4.1mm(D)スクリュー付	P26
ITCS42	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)4.1mm(D)スクリュー付	P26
L~		
LPAC3217	ロー・プロファイル・17° アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPAC3330	ロー・プロファイル・30° アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPAC3417	ロー・プロファイル・17° アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPAC3530	ロー・プロファイル・30° アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 5mm(H)	P31
LPAC4217	ロー・プロファイル・17° アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPAC4330	ロー・プロファイル・30° アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPAC4417	ロー・プロファイル・17° アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPAC4530	ロー・プロファイル・30° アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 5mm(H)	P31
LPAC5217	ロー・プロファイル・17° アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPAC5330	ロー・プロファイル・30° アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPAC5417	ロー・プロファイル・17° アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPAC5530	ロー・プロファイル・30° アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 5mm(H)	P31
LPC341	ロー・プロファイル・アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC341U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC342	ロー・プロファイル・アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC342U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC343	ロー・プロファイル・アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC343U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC344	ロー・プロファイル・アバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPC344U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 3.4mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPC441	ロー・プロファイル・アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC441U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC442	ロー・プロファイル・アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC442U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC443	ロー・プロファイル・アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC443U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC444	ロー・プロファイル・アバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPC444U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 4.1mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPC541	ロー・プロファイル・アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC541U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 1mm(H)	P31
LPC542	ロー・プロファイル・アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC542U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 2mm(H)	P31
LPC543	ロー・プロファイル・アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC543U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 3mm(H)	P31
LPC544	ロー・プロファイル・アバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPC544U	ロー・プロファイル・ワンピースアバットメント 5.0mm(D)× 4.8mm(P)× 4mm(H)	P31
LPCGC1	ロー・プロファイル・ゴールド・シリンダー(スクリュー別売) ヘクスト用	P32
LPCGC2	ロー・プロファイル・ゴールド・シリンダー(スクリュー別売) ノンヘクスト用	P32
LPCGSH	ロー・プロファイル・ゴールドタイト・リテーニング・スクリュー	P32、33
LPCHC	ロー・プロファイル・ヒーリング・キャップ	P32
LPCLA	ロー・プロファイル・ラボ・アナログ	P32
LPCPIC1	ピックアップ・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング ヘクスト	P32
LPCPIC2	ピックアップ・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング ノンヘクスト用	P32
LPCPP	ロー・プロファイル・ポリッシング・プロテクター	P32
LPCPTC1	ロー・プロファイル・ヘクスト・プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー	P32
LPCPTC2	ロー・プロファイル・ノンヘクスト・プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー	P32
LPCQB	ロー・プロファイル・クイックブリッジ	P32
LPCQBCAP	ロー・プロファイル・クイックブリッジ・リプレースメント・キャップ	P32
LPCRIC	ロー・プロファイル・クイックブリッジ・インプレッション・コーピング	P32
LPCTC1	ロー・プロファイル・ヘクスト・テンボラリー・シリンダー	P32
LPCTC2	ロー・プロファイル・ノンヘクスト・テンボラリー・シリンダー	P32
LPCTIC1	ツイストロック・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング・ヘクスト	P32
LPCTIC2	ツイストロック・ロー・プロファイル・インプレッション・コーピング・ノンヘクスト	P32

製品番号	製 品 名	ページ
LPCTSH	ロー・プロファイル・アバットメント・チタンリテイニング・スクリュー	P32, 33
LPCWS	ロー・プロファイル・アバットメント・ワクシング・スクリュー	P32, 33
LTAH5	ラボ・ホルダー 3.4mm (D)	P30, 36
LTAH7	ラボ・ホルダー 4.1, 5.0, 6.0mm (D)	P30, 36
L-TIRW	Lowトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ	P35
L-TIRWK	Lowトルク・インディケーティング・ラチェット・レンチ・キット	P35
M～		
MAP32G	ジンジヒュー・ポスト 3.4mm (D) × 3.8mm (P) × 2.0mm (H)	P27
MAP34G	ジンジヒュー・ポスト 3.4mm (D) × 3.8mm (P) × 4.0mm (H)	P27
MDR10	ハンドピース・コネクタ	P10, 12, 13, 23
MHA3×	EP ワンピース・ヒーリング・アバットメント 3.4mm (D)	P25
MIC33	ピックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング 3.4mm (D)	P29
MMC03	インプラント・マウント 3.4mm (D) × 3mm (L)	P18
MMC15	インプラント・マウント 3.4mm (D) × 15mm (L)	P10, 12, 16
MMCS1	カバー・スクリュー 3.4mm (D) × 1.0mm (H)	P4, 5, 6, 7
MMILA	インプラント・ラボ・アナログ 3.4mm (D)	P30
MMTCS1	インプラント・テンポラリー・シリンダー 3.4mm (D) スクリュー付	P26
MPAP32G	15° ジンジヒュー・ポスト 3.4mm (D) × 3.8mm (P) × 2.0mm (H)	P27
MPAP34G	15° ジンジヒュー・ポスト 3.4mm (D) × 3.8mm (P) × 4.0mm (H)	P27
MPFTC32	プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー (ノンヘクスト) 3.4mm (D) スクリュー付	P26
MPFTC34	プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー (ヘクスト) 3.4mm (D) スクリュー付	P26
MTAP1	パラレルウォールド・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 18.0mm (L)	P17
MTAP2	パラレルウォールド・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 27.0mm (L)	P12, 17
MUCC2C	キャストブルUCLAアバットメント (ノンヘクスト) 3.4mm (D)	P28
MUCG1C	ゴールドUCLAアバットメント 3.4mm (D)	P28
MUCG2C	ゴールドUCLAアバットメント (ノンヘクスト) 3.4mm (D)	P28
MUNITS	スクエア・トライイン・スクリュー 3.4mm (D) 用 (5本入)	P30, 33
N～		
NT×××	ハイブリッド・オッセオタイト・テーパード・インプラント	P4
NTAP3210	テーパード・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 10mm (L)	P8, 17
NTAP3211	テーパード・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 11.5mm (L)	P8, 17
NTAP3213	テーパード・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 13mm (L)	P8, 17
NTAP3215	テーパード・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 15mm (L)	P8, 17
NTAP3285	テーパード・デンスボーン・タップ 3.25mm (D) × 8.5mm (L)	P8, 17
NTAP410	テーパード・デンスボーン・タップ 4.0mm (D) × 10mm (L)	P8, 17
NTAP411	テーパード・デンスボーン・タップ 4.0mm (D) × 11.5mm (L)	P8, 17
NTAP413	テーパード・デンスボーン・タップ 4.0mm (D) × 13mm (L)	P8, 17
NTAP415	テーパード・デンスボーン・タップ 4.0mm (D) × 15mm (L)	P8, 17
NTAP485	テーパード・デンスボーン・タップ 4.0mm (D) × 8.5mm (L)	P8, 17
NTAP510	テーパード・デンスボーン・タップ 5.0mm (D) × 10mm (L)	P17
NTAP511	テーパード・デンスボーン・タップ 5.0mm (D) × 11.5mm (L)	P17
NTAP513	テーパード・デンスボーン・タップ 5.0mm (D) × 13mm (L)	P9, 17
NTAP515	テーパード・デンスボーン・タップ 5.0mm (D) × 15mm (L)	P9, 17
NTAP585	テーパード・デンスボーン・タップ 5.0mm (D) × 8.5mm (L)	P9, 17
NTAP610	テーパード・デンスボーン・タップ 6.0mm (D) × 10mm (L)	P9, 17
NTAP611	テーパード・デンスボーン・タップ 6.0mm (D) × 11.5mm (L)	P9, 17
NTAP613	テーパード・デンスボーン・タップ 6.0mm (D) × 13mm (L)	P9, 17
NTAP615	テーパード・デンスボーン・タップ 6.0mm (D) × 15mm (L)	P9, 17
NTAP685	テーパード・デンスボーン・タップ 6.0mm (D) × 8.5mm (L)	P9, 17
NTAPK	デンスボーン・タップ・キット	P17
NTAPKT	テーパード・デンスボーン・タップ・キット・トレイ	P9
NTDI3210	テーパード・デプス・インディケーター 3.25mm × 10mm	P9, 18
NTDI3211	テーパード・デプス・インディケーター 3.25mm × 11.5mm	P9, 18
NTDI3213	テーパード・デプス・インディケーター 3.25mm × 13mm	P9, 18
NTDI3215	テーパード・デプス・インディケーター 3.25mm × 15mm	P9, 18
NTDI3285	テーパード・デプス・インディケーター 3.25mm × 8.5mm	P9, 18
NTDI410	テーパード・デプス・インディケーター 4.0mm × 10mm	P9, 18
NTDI411	テーパード・デプス・インディケーター 4.0mm × 11.5mm	P9, 18
NTDI413	テーパード・デプス・インディケーター 4.0mm × 13mm	P9, 18
NTDI415	テーパード・デプス・インディケーター 4.0mm × 15mm	P9, 18
NTDI485	テーパード・デプス・インディケーター 4.0mm × 8.5mm	P9, 18
NTDI510	テーパード・デプス・インディケーター 5.0mm × 10mm	P9, 18
NTDI511	テーパード・デプス・インディケーター 5.0mm × 11.5mm	P9, 18
NTDI513	テーパード・デプス・インディケーター 5.0mm × 13mm	P9, 18

製品番号	製 品 名	ページ
NTDI515	テーバード・デプス・インディケーター 5.0mm × 15mm	P9, 18
NTDI585	テーバード・デプス・インディケーター 5.0mm × 8.5mm	P9, 18
NTDI610	テーバード・デプス・インディケーター 6.0mm × 10mm	P9, 18
NTDI611	テーバード・デプス・インディケーター 6.0mm × 11.5mm	P9, 18
NTDI613	テーバード・デプス・インディケーター 6.0mm × 13mm	P9, 18
NTDI615	テーバード・デプス・インディケーター 6.0mm × 15mm	P9, 18
NTDI685	テーバード・デプス・インディケーター 6.0mm × 8.5mm	P9, 18
NTDIK	テーバード・デプス・インディケーター・キット	P18
NTOST0	テーバード・オステオトーム・キット(ストレート)	P20
NTOST0A	テーバード・オステオトーム・キット(アングル)	P20
NTOST3	テーバード・ストレート・オステオトーム 3.25mm	P20
NTOST3A	テーバード・アングル・オステオトーム 3.25mm	P20
NTOST4	テーバード・ストレート・オステオトーム 4.0mm	P20
NTOST4A	テーバード・アングル・オステオトーム 4.0mm	P20
NTOST5	テーバード・ストレート・オステオトーム 5.0mm	P20
NTOST5A	テーバード・アングル・オステオトーム 5.0mm	P20
NTOST6	テーバード・ストレート・オステオトーム 6.0mm	P20
NTOST6A	テーバード・アングル・オステオトーム 6.0mm	P20
NTOSTTRA	テーバード・アングル・オステオトーム・トレー	P20
NTOSTTRS	テーバード・ストレート・オステオトーム・トレー	P20
O～		
OS0001	Osbone 250-1000μm(0.5cc × 1本)	P37
OS0002	Osbone 1000-2000μm(1cc × 1本)	P37
OSM3××	オッセオタイト・バラレルウォールド・インプラント 3.25mm(D)	P7
OSS×××	オッセオタイト・バラレルウォールド・インプラント	P7
P～		
PAD00	ロー・プロファイル・アバットメント・ドライバー 17mm(L)	P31, 34
PAD24	ロー・プロファイル・アバットメント・ドライバー 24mm(L)	P31, 34
PAP452G	15° ジンジヒュー・ポスト4.1mm(D) × 5.0mm(P) × 2.0mm(H)	P27
PAP454G	15° ジンジヒュー・ポスト4.1mm(D) × 5.0mm(P) × 4.0mm(H)	P27
PAP462G	15° ジンジヒュー・ポスト4.1mm(D) × 6.0mm(P) × 2.0mm(H)	P27
PAP464G	15° ジンジヒュー・ポスト4.1mm(D) × 6.0mm(P) × 4.0mm(H)	P27
PAP552G	15° ジンジヒュー・ポスト5.0mm(D) × 5.6mm(P) × 2.0mm(H)	P27
PAP554G	15° ジンジヒュー・ポスト5.0mm(D) × 5.6mm(P) × 4.0mm(H)	P27
PAP562G	15° ジンジヒュー・ポスト5.0mm(D) × 6.0mm(P) × 2.0mm(H)	P27
PAP564G	15° ジンジヒュー・ポスト5.0mm(D) × 6.0mm(P) × 4.0mm(H)	P27
PAP662G	15° ジンジヒュー・ポスト6.0mm(D) × 6.8mm(P) × 2.0mm(H)	P27
PAP664G	15° ジンジヒュー・ポスト6.0mm(D) × 6.8mm(P) × 4.0mm(H)	P27
PD100	パイロット・ドリル2-3mm(D)	P12, 16
PFTC41	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)4.1mm(D)スクリュー付	P26
PFTC42	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)4.1mm(D)スクリュー付	P26
PHD00N	スモールヘクス・ドライバー17mm(L)	P10, 12, 13, 14, 34
PHD01N	スモールヘクス・ドライバー 24mm(L)	P34
PHD02N	ラージヘクス・ドライバー17mm(L)	P10, 12, 13, 14, 34
PHD03N	ラージヘクス・ドライバー 24mm(L)	P34
PPIA3	エクスターナル・UCLAアバットメント 4.1mm(D) ポリッシング・プロテクター	P36
PPMM1	エクスターナル・UCLAアバットメント 3.4mm(D) ポリッシング・プロテクター	P36
PR0084	T3 ショート・デプス・インディケーター 5mmD×5mmL	P13
PR0085	T3 ショート・デプス・インディケーター 5mmD×6mmL	P13
PR0086	T3 ショート・デプス・インディケーター 6mmD×5mmL	P13
PR0087	T3 ショート・デプス・インディケーター 6mmD×6mmL	P13
PSKT01	スターター・キット	P11
PSKT40	プレミアム・キット	P11
PSQDON	スクエア・ドライバー17mm(L)	P34
PSQD1N	スクエア・ドライバー24mm(L)	P34
PTT100	プラスチック製トレイ・オーガナイザー	P11
PTT300I	サージカル・トレイ	P11
Q～		
QNTSK20	テーバード・ベーシック・キット	P8
QNTSK40	テーバード・プレミアム・キット	P8
QNTSKT	インナー・トレイ	P10
QSD3210	クワッド・シェーピング・ドリル3.25mm(D) × 10mm(L)	P8, 16
QSD3211	クワッド・シェーピング・ドリル3.25mm(D) × 11.5mm(L)	P8, 16
QSD3213	クワッド・シェーピング・ドリル3.25mm(D) × 13mm(L)	P8, 16

製品番号	製 品 名	ページ
QSD3215	クワッド・シェーピング・ドリル3.25mm(D)× 15mm(L)	P8、16
QSD3285	クワッド・シェーピング・ドリル3.25mm(D)× 8.5mm(L)	P8、16
QSD410	クワッド・シェーピング・ドリル4.0mm(D)× 10mm(L)	P8、16
QSD411	クワッド・シェーピング・ドリル4.0mm(D)× 11.5mm(L)	P8、16
QSD413	クワッド・シェーピング・ドリル4.0mm(D)× 13mm(L)	P8、16
QSD415	クワッド・シェーピング・ドリル4.0mm(D)× 15mm(L)	P8、16
QSD485	クワッド・シェーピング・ドリル4.0mm(D)× 8.5mm(L)	P8、16
QSD510	クワッド・シェーピング・ドリル5.0mm(D)× 10mm(L)	P8、16
QSD511	クワッド・シェーピング・ドリル5.0mm(D)× 11.5mm(L)	P8、16
QSD513	クワッド・シェーピング・ドリル5.0mm(D)× 13mm(L)	P8、16
QSD515	クワッド・シェーピング・ドリル5.0mm(D)× 15mm(L)	P8、16
QSD585	クワッド・シェーピング・ドリル5.0mm(D)× 8.5mm(L)	P8、16
QSD610	クワッド・シェーピング・ドリル6.0mm(D)× 10mm(L)	P8、16
QSD611	クワッド・シェーピング・ドリル6.0mm(D)× 11.5mm(L)	P8、16
QSD613	クワッド・シェーピング・ドリル6.0mm(D)× 13mm(L)	P8、16
QSD615	クワッド・シェーピング・ドリル6.0mm(D)× 15mm(L)	P8、16
QSD685	クワッド・シェーピング・ドリル6.0mm(D)× 8.5mm(L)	P8、16
R～		
RASA3	アバットメント・ドライバークリップ	P31、34
RASH2N	スモールヘクス・ドライバークリップ24mm(L)	P34
RASH3N	ラージヘクス・ドライバークリップ24mm(L)	P10、12
RASH3N	ラージヘクス・ドライバークリップ24mm(L)	P34、35
RASH7N	スモールヘクス・ドライバークリップ30mm(L)	P34
RASH8N	ラージヘクス・ドライバークリップ30mm(L)	P34
RASQ3N	スクエア・ドライバークリップ24mm(L)	P34、35
RASQ8N	スクエア・ドライバークリップ30mm(L)	P34
RD100	ラウンド・ドリル	P12、16
RE100	ラチェット・エクステンション 6mm(L)	P10、12、23
RE200	ラチェット・エクステンション 15mm(L)	P10、12、23
RH600	リーマー/ハンドル	P36
RI0005	セラソルブM 1000-2000μm 2.5cc(0.5cc×5本)	P37
RI0006	セラソルブM 1000-2000μm 5.0cc(1.0cc×5本)	P37
RI0031	セラソルブM 150-500μm 1.5cc(0.5cc×3本)	P37
RI0032	セラソルブM 500-1000μm 1.5cc(0.5cc×3本)	P37
RTI2035TR	トルク・インディケータ・トレー	P35
S～		
SD12	スクリュードライバークリップ 12mm ミディアム	P21
SD17	スクリュードライバークリップ 17mm ロング	P21
SD7	スクリュードライバークリップ 7mm ショート	P21
SGUCA1C	ゴールドUCLAアバットメント(ヘクスト)4.1mm(D)	P28
SLIMKTE	サーテン・アンド・エクスターナル・テーパー・スリム・サージカル・キット	P9
SRT05N	ガイド・ハンドル	P36
SRT06N	エクスターナル・スクリュー・リムーバブル・エクストラクション・ツール	P36
SRT10N	スクリュー・リムービング・キット	P36
SWGA51C	ゴールドUCLAアバットメント(ヘクスト)5.0mm(D)	P28
SWGA61C	ゴールドUCLAアバットメント(ヘクスト)6.0mm(D)	P28
T～		
TAP10	パラレルウォールド・ボーン・タップ 3.75mm(D)× 7.0-10.0mm(L)	P17
TAP13	パラレルウォールド・ボーン・タップ 3.75mm(D)× 7.0-13.0mm(L)	P17
TAP20	パラレルウォールド・ボーン・タップ 3.75mm(D)× 7.0-20.0mm(L)	P17
TAP410	パラレルウォールド・ボーン・タップ 4.0mm(D)× 7.0-10.0mm(L)	P17
TAP413	パラレルウォールド・ボーン・タップ 4.0mm(D)× 7.0-13.0mm(L)	P12、17
TAP420	パラレルウォールド・ボーン・タップ 4.0mm(D)× 7.0-20.0mm(L)	P17
TAP518S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 5.0mm(D)× 7.0-18.0mm(L)	P17
TAP53S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 5.0mm(D)× 7.0-13.0mm(L)	P12、17
TAP56S	ショートインプラントボーン・タップ 5mm(D)× 5-6mm(L)	P13、14
TAP58S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 5.0mm(D)× 7.0-8.5mm(L)	P17
TAP618S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 6.0mm(D)× 7.0-18.0mm(L)	P17
TAP63S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 6.0mm(D)× 7.0-13.0mm(L)	P12、17
TAP66S	ショートインプラントボーン・タップ 6mm(D)× 5-6mm(L)	P13、14
TAP68S	パラレルウォールド・ボーン・タップ 6.0mm(D)× 7.0-8.5mm(L)	P17
TE003	チタン・エレベーター	P23
THA××	EPワンピース・ヒーリング・アバットメント 4.1mm(D)	P25
TMP80	ティッシュ・メジャーリング・ポスト	P23

製品番号	製 品 名	ページ
TP001	ティッシュ・パンチ 4.1mm(D)	P23
TP005	ティッシュ・パンチ 5mm(D)	P23
TP006	ティッシュ・パンチ 6mm(D)	P23
TRE02	トレフィン・バー 内径2mm / 外径3mm	P22
TRE04	トレフィン・バー 内径4mm / 外径5mm	P22
TRE05	トレフィン・バー 内径5mm / 外径6mm	P22
TRE06	トレフィン・バー 内径6mm / 外径7mm	P22
TRE08	トレフィン・バー 内径8mm / 外径9.3mm	P22
U～		
UNAB1C	キャストابلUCLAアパットメント(ヘクスト)	P28
UNAB2C	キャストابلUCLAアパットメント(ノンヘクスト)	P28
UNIHG	ゴールドタイト・ヘクスト・スクリュー	P27、33
UNIHT	チタン・ヘクスト・スクリュー	P27、33
UNISG	ゴールドタイト・スクエア・スクリュー	P27、33
UNIST	チタン・スクエア・スクリュー	P27、33
UNITS	スクエア・トライイン・スクリュー4.1、5.0、6.0mm(D)	P30、33
USRT07	マニュアル・リバーシング・ドリル	P36
W～		
WGA52C	ゴールドUCLAアパットメント(ノンヘクスト)5mm(D)	P28
WGA62C	ゴールドUCLAアパットメント(ノンヘクスト)6mm(D)	P28
WIP55	ビックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング5mm(D) × 5.6mm(P)	P29
WIP56	ビックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング5mm(D) × 6mm(P)	P29
WIP66	ビックアップ・インプラント・インプレッション・コーピング6mm(D) × 6.8mm(P)	P29
WIT55	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 5mm(D) × 5.6mm(P)	P29
WIT56	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 5mm(D) × 6mm(P)	P29
WIT66	ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング 6mm(D) × 6.8mm(P)	P29
WPC51C	キャストابلUCLAアパットメント(ヘクスト)5mm(D)	P28
WPC52C	キャストابلUCLAアパットメント(ノンヘクスト)5mm(D)	P28
WPC61C	キャストابلUCLAアパットメント(ヘクスト)6mm(D)	P28
WPC62C	キャストابلUCLAアパットメント(ノンヘクスト)6mm(D)	P28
WPFTC51	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)5mm スクリュー付	P26
WPFTC52	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)5mm スクリュー付	P26
WPFTC61	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)6mm スクリュー付	P26
WPFTC62	プレフォーマンス・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)6mm スクリュー付	P26
WPP50	UCLAアパットメント・ポリッシング・プロテクター5mm(D)	P36
WPP552G	ジンジヒュー・ポスト 5mm(D) × 5.6mm(P) × 2mm(H)	P27
WPP554G	ジンジヒュー・ポスト 5mm(D) × 5.6mm(P) × 4mm(H)	P27
WPP562G	ジンジヒュー・ポスト 5mm(D) × 6mm(P) × 2mm(H)	P27
WPP564G	ジンジヒュー・ポスト 5mm(D) × 6mm(P) × 4mm(H)	P27
WPP60	UCLAアパットメント・ポリッシング・プロテクター6mm(D)	P36
WPP662G	ジンジヒュー・ポスト 6mm(D) × 6.8mm(P) × 2mm(H)	P27
WPP664G	ジンジヒュー・ポスト 6mm(D) × 6.8mm(P) × 4mm(H)	P27
WR150	ラチェット・レンチ	P10、12
WSU30	インプラント・ワクシング・スクリュー/ガイドピン	P30、33、36
WTCS51	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)5mm(D) スクリュー付	P26
WTCS52	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)5mm(D) スクリュー付	P26
WTCS61	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ヘクスト)6mm(D) スクリュー付	P26
WTCS62	インプラント・テンボラリー・シリンダー(ノンヘクスト)6mm(D) スクリュー付	P26
WTH××	EPワンピース・ヒーリング・アパットメント	P25
X～		
XDG00	ゲルブ・ラジオグラフィック・デプスゲージ・キット 2mm(D)	P23
XFOS××	オッセオタイト2・エクスターナル・インプラント	P6
XFOSM3××	オッセオタイト2・エクスターナル・インプラント3.25mm(D)	P6
XTAP518S	オッセオタイト2・ボーンタップ5mm(D) × 7～18mm(L)	P17
XTAP53S	オッセオタイト2・ボーンタップ5mm(D) × 7～13mm(L)	P12、17
XTAP58S	オッセオタイト2・ボーンタップ5mm(D) × 7～8.5mm(L)	P17
XTAP618S	オッセオタイト2・ボーンタップ6mm(D) × 7～18mm(L)	P17
XTAP63S	オッセオタイト2・ボーンタップ6mm(D) × 7～13mm(L)	P12、17
XTAP68S	オッセオタイト2・ボーンタップ6mm(D) × 7～8.5mm(L)	P17
Y～		
Y1001210-ZV	SurgicPro2用 イリゲーションチューブ10本	P15
Y1001356-ZV	iSD900 標準セット	P15
Y1500356-ZV	Surgic Pro2 標準セット	P15
Y1500447-ZV	Osseo 100+ 標準セット	P15

FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル 0120-118-084

※太枠内をご記入ください

No. _____

ご注文日	月 日	希望納期	月 日 午前 ・ 午後 まで
タイム便	☐ 使用する	• 地域によってご利用になれない場合がございます。 • タイム便をご利用の場合、別途追加料金はお客様のご負担となります。	

ご請求先			ご担当者名	様
ご住所	〒			
TEL	— —	FAX	— —	

ご納品先(上記ご住所以外に納品ご希望時)	
ご住所	〒 TEL. — —

※ 当日発送受付時間：月～金曜日9:00～15:30(定休日：土曜・日曜・祝日)
※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ZVJD0002 2026/07

ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890
FAX.0120-118-084



How to order

ご注文について

ご注文のご案内

本カタログに掲載の製品をご注文の際には、包装単位、価格および製品番号をご確認の上、必ず製品番号でご注文いただきますようお願い申し上げます。

お願い

- 製品番号以外でのご注文は賜りかねます。予めご了承ください。
- マークは、受注発注となる製品です。納品には3週間程度かかります。
- 欠品などのため、製品によりご注文後2週間程度かかる場合がございます。
- 表示の価格は、全て税抜き価格です。

ご注文先

ご注文は電話・FAXにて承ります。

FAXでのご注文は「FAX注文書」へご記入の上、ご注文ください。

ジンヴィ・ジャパン

カスタマーサービス

◎注文専用フリーダイヤル

TEL.  0120-418-890 (月～金曜日/9:00～17:30)

イ イ ハ オ ハ ヨー

FAX.  0120-118-084 (24時間)

製品発送のご案内

- 当日発送受付時間：月～金曜日/9:00～15:30(定休日：土曜・日曜・祝日)。
- 当日発送受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- タイム便をご利用の場合、別途追加料金はおお客様のご負担となります。
- 一部の製品につきましては、返品および交換はできません。
- ご購入金額が一定額に満たない場合は、送料を別途ご請求させていただきます。

掲載の製品について

- 製品は改良のため、外観やパッケージ、仕様、販売価格など、予告なく変更することがございます。
- 掲載製品は、製造元による製造終了、弊社の輸入終了など、予告なく販売を終了することがございます。

医療機器製造販売業許可番号：13B1X00079

承認番号：20500BZG00021000/20500BZG00022000/20500BZG00023000/21000BZG00056000/21800BZG10016000/21800BZG10017000/21800BZG10022000/21900BZG00001000/22000BZG00002000/22100BZG00014000/22200BZG00005000/22200BZG00011000/22200BZG00018000/22400BZG000181000/22400BZG000182000/22500BZG000234000/22600BZG000131000/22600BZG000290000/22600BZG000397000/22600BZG000467000/22600BZG000468000/22600BZG000470000/22900BZG000112000/21100BZG000280000/22400BZG00002000/23100BZG00011000/20700BZG00024000/30500BZG00023000/

認証番号：230ALBZX00004000/226ALBZX00018000/303ALBZX00014000/222ALBZX00016000

届出番号：13B1X00079000075/13B1X00079000076/13B1X00079000077/13B1X00079000078/13B1X00079000079/13B1X00079000080/13B1X00079000081/13B1X00079000082/13B1X00079000083/13B1X00079000084/13B1X00079000085/13B1X00079000086/13B1X00079000087/13B1X00079000088/13B1X00079000089/13B1X00079000090/13B1X00079000091/13B1X00079000092/13B1X00079000093/13B1X00079000094/13B1X00079000095/13B1X00079000096/13B1X00079000097/13B1X00079000098/13B1X00079000099/13B1X00079000100/13B1X00079000101/13B1X00079000103/13B1X00079000104/13B1X00079000105/13B1X00079000106/13B1X00079000107/13B1X00079000108/13B1X00079000109/13B1X00079000111/13B1X00079000112/13B1X00079000113/13B1X00079000114/13B1X00079000115/13B1X00079000116/13B1X00079000117/13B1X00079000118/13B1X00079000119/13B1X00079000120/13B1X00079000121/13B1X00079000122/13B1X00079000123/13B1X00079000124/13B1X00079000125/13B1X00079000126/13B1X00079000127/13B1X00079000128/13B1X00079000129/13B1X00079000130/13B1X00079000131/13B1X00079000132/13B1X00079000133/13B1X00079000134/13B1X00079000135/13B1X00079000136/13B1X00079000137/13B1X00079000138/13B1X00079000139/13B1X00079000140/13B1X00079000141/13B1X00079000142/13B1X00079000143/13B1X00079000144/27B1X00020229005/27B1X00109000319/09B2X00016000153/13B1X00079000147/13B1X00079000150

●製造販売元・販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-418-890 FAX.0120-118-084

© 2026 ZimVie Japan G.K. All rights reserved. ZVJD0005 2026/07

Unless otherwise indicated, as referenced herein, all trademarks and intellectual property rights are the property of ZimVie Inc. and its affiliates; and all products are manufactured by one or more of the dental subsidiaries of ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) and distributed by ZimVie US Corp LLC and its authorized marketing partners. For additional product information, please refer to the individual product labeling or instructions for use. Product clearance and availability may be limited to certain countries/regions. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. Distribution to any other recipient is prohibited. This material may not be copied or reprinted without the express written consent of ZimVie and is not for distribution in France.