

光学
スキャナー
対応

SG スキャンボディ

CAD/CAMでインプラント上部構造を作製するために使用する計測ツール。模型上のインプラントアナログや口腔内のインプラントに装着して位置情報を取得します。インプラントとの嵌合部分に金属を採用しトルクをかけ使用することができます。口腔内用のSGスキャンボディの被測定部は鮮明なスキャンを可能にしたPEEK材を使用しました。



SGスキャンボディを装着



オーラルスキャナーでスキャンニング



CADソフトウェアで補綴デザイン



ミリング加工後、補綴物完成

画像提供: 千葉歯科クリニック (茨城県) 黒澤 悟 先生

被測定部は鮮明なスキャンを可能にしたPEEK材を採用

被測定部とインプラント締結部の素材が違うハイブリッドタイプ

インプラントとの嵌合部分は金属を採用しトルクをかけての繰り返し使用が可能

技工用スキャナーにも使用が可能

注文書

No. _____

ご注文日	20 年 月 日 ()	ご担当者名	様
ご請求先名			
ご住所	〒		
TEL	— —		
FAX	— —		営業担当

納品先名(上記ご住所以外に納品ご希望時)		希望納期	
		20 年 月 日 () 午前・午後まで	
ご住所	〒 TEL. — —		

- ※ 当日発送受付時間:月~金曜日9:00~15:30(定休日/土曜・日曜・祝日)。
- ※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- ※ 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- ※ お急ぎの時はFAX送信後、お電話ください。(TEL:0120-418-890)
- ※ 一部の製品につきましては、返品および交換はできません。
- ※ 1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合、送料として700円(税別)をご請求させていただきます。

SGスキャンボディ

価格には本体およびスクリューが含まれます。

	製品番号	システム	径タイプ	識別記号	スクリュー	個数	備考
1	SU0069	エクスターナルヘクス	3.4mm	3E1	UNIHT		
2	SU0070	エクスターナルヘクス	4.1mm	3E2	UNIHT		
3	SU0071	エクスターナルヘクス	5.0mm	3E3	UNIHT		
4	SU0072	エクスターナルヘクス	6.0mm	3E4	UNIHT		
5	SU0073	サーテンインターナル	3.4mm	3C1	IUNIHT		
6	SU0074	サーテンインターナル	4.1mm	3C2	IUNIHT		
7	SU0075	サーテンインターナル	5.0mm	3C3	IUNIHT		
8	SU0076	サーテンインターナル	6.0mm	3C4	IUNIHT		

memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

●製造販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL.0120-318-418 FAX.0120-314-004