


T3[®] ショート・デプス・インディケーター



より安全で、より正確なインプラント治療のために

特長

- ・インプラント埋入前にプラットフォーム位置を確認することができます。
- ・プラットフォームサイズに合わせてカラーコード化されており、容易に識別することができます。



T3[®] ショート・デプス・インディケーター セット

セット内容 ※下記のデプス・インディケーターが各1本ずつ含まれます

- T3[®] ショート・デプス・インディケーター 5mmD×5mmL 1本 [PR0084]
- T3[®] ショート・デプス・インディケーター 5mmD×6mmL 1本 [PR0085]
- T3[®] ショート・デプス・インディケーター 6mmD×5mmL 1本 [PR0086]
- T3[®] ショート・デプス・インディケーター 6mmD×6mmL 1本 [PR0087]

【使用上のご注意】

デプス・インディケーターには誤飲防止のための穴が開いておりますので、糸を通してご使用ください

販売名:T3 ショート・デプス・インディケーター 届出番号:13B1X00079000147

●製造販売元